Simport®-Polystyrolröhrchen mit geradem Hals

Simport



Volumen (ml)	5						8	14	15	
Ø -außen (mm)	12	12	12	12	12	12	13	17	17	17
Höhe (mm)	75	75	75	75	75	75	100	100	120	120
Material	Polystyrol									
Steril	Nein									
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Konisch	Konisch
Verschluss	Ohne									
Hals-Typ	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand
Autoklavierbar	Nein									
Max. Zentrifug. (g)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200
Rand	Nein									
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 und 15 ml	Ja 0,25, 0,5, 1,0, 2,5, 5, 10, 12 und 15 ml
Beschriftungsbereich	Nein									
Farben	Transparent	Transparent	Blau	Grün	Orange	Gelb	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C									
Eigenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	Chemisch inert; metallfrei	
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	10 Beutel mit 100 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**039426**	**039431**	**039427**	**039428**	**039429**	**039430**	**039385**	**039443**	**039390**	**039391**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com