Polystyrol-Röhrchen mit geradem Hals Labcon





Volumen (ml)	5							
Ø -außen (mm)	12							
Höhe (mm)	75							
Material	Polystyrol							
Steril	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Boden	Rund							
Verschluss	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Verschluss-Typ	-	-	-	-	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Mit Flügeln
Autoklavierbar	Ja							
Max. Zentrifug. (g)	3000							
Rand	Nein							
Graduierung	Nein							
Beschriftungsbereich	Nein							
Farben	Natur							
Einsatztemperatur	-80 °C bis +122 °C							
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, ATP und Endotoxinen, zertifiziert für spurenarme Metalle, CE, IVD, IATA 95 kPa-konform, USP Klasse VI							
VE	8 Beutel mit 125 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 3000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	1 Beutel mit 1000 Röhrchen und Beutel mit 1000 Verschlüssen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**949939**	**949940**	**949928**	**949930**	**949938**	**949943**	**949945**	**949947**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**





Volumen (ml)	8			14					
Ø -außen (mm)	13	13	13	13	17	17	17	17	17
Höhe (mm)	100								
Material	Polystyrol								
Steril	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Boden	Rund								
Verschluss	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Typ der Kappe	-	-	-	-	-	-	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position
Autoklavierbar	Ja								
Max. Zentrifug. (g)	3000								
Rand	Nein								
Graduierung	Nein								
Beschriftungsbereich	Nein								
Farben	Natur								
Einsatztemperatur	-80 °C bis +122 °C								
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, ATP und Endotoxinen, zertifiziert für spurenarme Metalle, CE, IVD, IATA 95 kPa-konform, USP Klasse VI								
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	8 Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 125 Röhrchen	Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**949952**	**949954**	**949955**	**949959**	**949963**	**949964**	**949961**	**949967**	**949969**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**