Röhrchen mit geradem Hals aus Polycarbonat Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Volumen (ml)	12	15		16	38		50		100
Ø -außen (mm)	15,9	17	16	17,9	25,3	28,7	28,8	28,5	31,5
Höhe (mm)	103,1	120,1	114	99,8	88,6	134,1	103,1	102	164,3
Material	Polycarbonat								
Steril	Nein								
Boden	Rund	Konisch	Rund	Rund	Rund	Konisch	Rund	Rund	Rund
Verschluss	Ohne								
Hals-Typ	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand
Autoklavierbar	Ja								
Max. Zentrifug. (g)	50000	6000	50000	50000	50000	6000	50000	50000	50000
Rand	Nein								
Graduierung	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Nein								
Farben	Transparent								
Einsatztemperatur	-135 °C bis +135 °C								
VE	Beutel mit 10 Röhrchen								
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**029222**	**029209**	**029223**	**029224**	**029225**	**029210**	**029226**	**029228**	**029227**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Röhrchen mit geradem Hals aus Polypropylen

Runder Boden Ohne Verschluss



Volumen (ml)	1,6	3	3,1	5								
Ø -außen (mm)	8	11,5	12	12	12,8	13	12	12	13	13	13	12
Ø -innen (mm)	-	-	-	-	10,9	11	-	-	-	-	-	-
Höhe ohne Kappe (mm)	50	55	50	75	75	75	75	75	75	75	75	86
Material	Polypropylen											
Steril	Nein											
Boden	Rund											
Hals-Typ	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand
Autoklavierbar	-	Nein	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Zentrifug. (g)	10000	5000	10000	10000	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Rand	Nein											
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein											
Farben	Transluzent											
Eigenschaften	-	-	-	-	-	-	Röhrchen Typ Sorvall	Röhrchen Typ Sorvall	-	-	-	-
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen	12 Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	4 Beutel mit 1000 Röhrchen	16 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 4000 Röhrchen	16 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 4000 Röhrchen	Beutel mit 4500 Röhrchen	Beutel mit 4000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**064375**	**390017**	**064317**	**064200**	**080071**	**388589**	**390018**	**390019**	**390020**	**390021**	**390026**	**390027**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com