Röhrchen mit geradem Hals aus Polypropylen mit rundem Boden ohne Stopfen

Runder Boden Ohne Verschluss



Volumen (ml)	6	7				8			10			11
Außen-Ø (mm)	16	13	13	13	12	13	13	16	16	16	16	16
Innen-Ø (mm)	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	14	13,8
Höhe ohne Kappe (mm)	65	100	100	99	100	100	100	75	100	100	100	100
Material	Polypropylen											
Steril	Nein											
Boden	Rund											
Hals-Typ	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	aufrecht	aufrecht
Autoklavierbar	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Zentrifug. (g)	-	-	5000	-	3000	10000	-	-	5000	5000	-	-
Rand	Nein											
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Beschriftungsbereich	Nein											
Farben	Transluzent											
Einsatztemperatur	-	-	-	-	-10 °C bis +120 °C	-	-	-	-	-10 °C bis +120 °C		-
VE	4 Beutel mit 500 Röhrchen	4 Beutel mit 400 Röhrchen	Beutel mit 3000 Röhrchen	3 Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 100 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	2 Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	5 Beutel mit 500 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**483035**	**483040**	**390022**	**349011**	**391225**	**064323**	**380640**	**380642**	**390023**	**390029**	**390678**	**349015**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Runder Boden Ohne Verschluss



Volumen (ml)	16		19		31	48	70	110
Ø -außen (mm)	17	17	16	16	24	30	35	40
Höhe ohne Kappe (mm)	101	100	125	125	93	104	99,5	119
Material	Polypropylen							
Steril	Nein							
Boden	Rund							
Hals-Typ	Gerade mit Rand	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand
Autoklavierbar	Ja	-	Nein	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. Zentrifug. (g)	3000	10000	-	10000	3000	3000	3000	3000
Rand	Nein							
Graduierung	Nein							
Beschriftungsbereich	Nein							
Farben	Transluzent							
Einsatztemperatur	-10 °C bis +120 °C	-	-	-	-10 °C bis +120 °C	-10 °C bis +120 °C	-10 °C bis +120 °C	-10 °C bis +120 °C
VE	Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	2 Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 50 Röhrchen	Beutel mit 25 Röhrchen	Beutel mit 20 Röhrchen	Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**391226**	**064325**	**380644**	**064327**	**391227**	**391228**	**391229**	**391230**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**