
## Röhrchen mit geradem Hals aus Polypropylen mit rundem Boden ohne Stopfen

| | |
|---|---|
| Volumen (ml) | 7 |
| Außen-Ø (mm) | 13 |
| Innen-Ø (mm) | 11 |
| Höhe ohne Kappe (mm) | 99 |
| Material | Polypropylen |
| Steril | Ja |
| Boden | Rund |
| Verschluss | Ja |
| Verschluss-Typ | Mit Flügeln |
| Hals-Typ | aufrecht |
| Autoklavierbar | Nein |
| Rand | Nein |
| Graduierung | Nein |
| Beschriftungsbereich | Nein |
| Farben | Transluzent |
| **VE** | 4 Beutel mit 375 Röhrchen |
| **Art. Nr. rote Kappe** | **080083** |
| **CHF/VE** | **AA -** |



## Röhrchen mit geradem Hals aus Polypropylen

**Konischer Boden Ohne Verschluss**



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | 10 | | | | 15 | |
| Außen-Ø (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Höhe ohne Kappe (mm) | 100 | 100 | 108 | 107 | 120 | 118 |
| Material | Polypropylen | | | | | |
| Steril | Nein | | | | | |
| Boden | Konisch | | | | | |
| Hals-Typ | aufrecht | Gerade mit Rand | Gerade mit Rand | Gerade mit Rand | Gerade mit Rand | Gerade mit Rand |
| Autoklavierbar | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max. Zentrifug. (g) | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rand | Nein | | | | | |
| Graduierung | Ja | Ja | Nein | Ja; Schritt 0,1 ml | Nein | Ja; Schritt 0,2 ml |
| Beschriftungsbereich | Nein | | | | | |
| Farben | Transluzent | | | | | |
| Einsatztemperatur | - | - | - | -10 °C bis +120 °C | - | -10 °C bis +120 °C |
| **VE** | 2000 Röhrchen | 2000 Röhrchen | 500 Röhrchen | 100 Röhrchen | 500 Röhrchen | 100 Röhrchen |
| **Art. Nr. Röhrchen einzeln** | **390024** | **390030** | **391213** | **391215** | **391214** | **391216** |
| **CHF/VE** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

**Konischer Boden Mit Stopfen**



| | | |
|---|---|---|
| Volumen (ml) | 10 | |
| Außen-Ø (mm) | 21 | 15 |
| Höhe ohne Kappe (mm) | 82 | 57 |
| Höhe mit Kappe (mm) | - | 60 |
| Material | Polypropylen | |
| Steril | Ja | Nein |
| Boden | Konisch | |
| Verschluss | Ja | |
| Verschluss-Typ | eindringend | Clip mit manipulationssicherem Verschluss |
| Hals-Typ | aufrecht | Gerade mit Rand |
| Autoklavierbar | Nein | Ja |
| Max. Zentrifug. (g) | 3000 | - |
| Rand | Nein | Ja |
| Graduierung | Nein | Ja (in Schritten von 1 ml) |
| Beschriftungsbereich | Nein | |
| Farben | Transluzent | |
| Einsatztemperatur | -20 °C bis +120 °C | -90 °C bis +121 °C |
| Eigenschaften | - | Verschluss mit manipulationssicherem Verschluss: Drücken Sie kräftig auf den Verschluss, um die Röhrchen manipulationssicher zu verschließen, ein Bund schiebt sich unter den Röhrchenhals (um die Röhrchen zu öffnen, muss das Siegel aufgebrochen werden). |
| **VE** | 5 Beutel mit 250 Röhrchen | Beutel mit 250 Röhrchen |
| **Art. Nr. weißer Verschluss** | - | **442307** |
| **Art. Nr. rote Kappe** | **080014** | - |
| **Art. Nr. Blaue Kappe** | - | **442305** |
| **Art. Nr. rosa Kappe** | - | **442306** |
| **CHF/VE** | **AA -** | **AA -** |

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com