RÖHRCHEN MIT GERADEM HALS AUS POLYPROPYLEN / POLYSTYROL


Röhrchen mit geradem Hals aus Polypropylen flacher Boden



Volumen (ml)	3	5
Außen-Ø (mm)	12	16
Höhe ohne Kappe (mm)	56	60
Material	Polypropylen	
Steril	Nein	
Boden	Flach	
Verschluss	Ohne	
Hals-Typ	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand
Autoklavierbar	Nein	Nein
Max. Zentrifug. (g)	5000	5000
Rand	Nein	
Graduierung	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	
Farben	Transluzent	
Einsatztemperatur	-	-
VE	Beutel mit 600 Röhrchen	Beutel mit 3500 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**390025**	**390028**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Röhrchen mit geradem Hals aus Polystyrol runder Boden ohne Stopfen

Runder Boden
Ohne Kappe



Volumen (ml)	0,8	1,6	2,5	3				3,5	4	4,9
Außen-Ø (mm)	6,5	8	10	11,5	11	12	12	12	10	12
Höhe (mm)	38	50	50	55	70	55	50	75	75	75
Material	Polystyrol									
Steril	Nein									
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund mit Innenrippe
Hals-Typ	aufrecht									
Autoklavierbar	Nein									
Max. Zentrifug. (g)	-	8200	8200	2500	2500	-	8200	-	8200	-
Rand	Nein									
Graduierung	Nein									
Beschriftungsbereich	Nein									
Farben	Transparent									
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C									
Eigenschaften	-	-	-	-	Röhrchen für R.I.A	-	-	-	-	Rippen am Boden der Röhrchen vergrößern die Oberfläche; ideal für Coating mit Antikörpern und/oder Proteinadsorbierung
VE	Beutel mit 100	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	12 Beutel mit 500 Röhrchen	24 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	6 Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**080048**	**064314**	**064315**	**390000**	**390001**	**380638**	**064316**	**483036**	**064318**	**064320**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**