Röhrchen mit geradem Hals aus Polystyrol runder Boden ohne Stopfen

Runder Boden
Ohne Kappe



Volumen (ml)	5										
Außen-Ø (mm)	12	12	12,8	13	12	12	12	13	13	13	12
Innen-Ø (mm)	10	-	10,9	11	-	-	-	-	-	-	-
Höhe ohne Kappe (mm)	74,5	75	75	75	86	75	75	75	75	75	86
Material	Polystyrol										
Steril	Nein										
Boden	Rund										
Hals-Typ	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand
Autoklavierbar	Nein										
Max. Zentrifug. (g)	-	8200	-	-	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Rand	Nein										
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Beschriftungsbereich	Nein										
Farben	Transparent										
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C										
Eigenschaften	-	-	-	-	-	Röhrchen Typ Sorvall	Röhrchen Typ Sorvall	-	-	-	-
VE	4 Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	5 Beutel mit 500 Röhrchen	4 Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	16 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 4000 Röhrchen	16 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 4000 Röhrchen	Beutel mit 4500 Röhrchen	Beutel mit 4000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**390597**	**064321**	**080053**	**390588**	**380637**	**390002**	**390003**	**390004**	**390005**	**390012**	**390013**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Runder Boden
Ohne Kappe



Volumen (ml)	6	7			8		
Außen-Ø (mm)	16	13	13	13	13	13	16
Innen-Ø (mm)	-	-	-	11	-	-	-
Höhe ohne Kappe (mm)	65	100	100	100	100	100	75
Material	Polystyrol						
Steril	Nein						
Boden	Rund						
Hals-Typ	aufrecht						
Autoklavierbar	Nein						
Max. Zentrifug. (g)	-	-	-	-	8200	-	-
Rand	Nein						
Graduierung	Nein						
Beschriftungsbereich	Nein						
Farben	Transparent						
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C						
VE	4 Beutel mit 500 Röhrchen	4 Beutel mit 400 Röhrchen	Beutel mit 3000 Röhrchen	6 Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	2 Beutel mit 500 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**483034**	**483039**	**390006**	**080049**	**064322**	**380639**	**380641**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com