RÖHRCHEN MIT GERADEM HALS AUS POLYSTYROL

Röhrchen mit geradem Hals aus Polystyrol runder Boden ohne Stopfen


Runder Boden Ohne Kappe



Volumen (ml)	10							11	16	19	21
Außen-Ø (mm)	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16
Innen-Ø (mm)	-	-	-	-	-	-	14	13,8	-	-	-
Höhe ohne Kappe (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	125	150
Material	Polystyrol										
Steril	Nein										
Boden	Rund	Rund	Konisch	Rund	Rund	Konisch	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Hals-Typ	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	Gerade mit Rand	Gerade mit Rand	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht	aufrecht
Autoklavierbar	Nein										
Max. Zentrifug. (g)	-	2500	2500	2500	2500	2500	-	-	8200	8200	8200
Rand	Nein										
Graduierung	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Nein										
Farben	Transparent										
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C										
Eigenschaften	-	-	-	Erhöhte Dicke	-	-	-	-	-	-	-
VE	5 Beutel mit 250 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen	4 Beutel mit 500 Röhrchen	5 Beutel mit 500 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**483037**	**390007**	**390008**	**390009**	**390015**	**390016**	**390679**	**349016**	**064324**	**064326**	**064329**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Röhrchen mit geradem Hals aus Polystyrol runder Boden ohne Stopfen

Runder Boden Mit Stopfen



Volumen (ml)	7	17
Außen-Ø (mm)	13	16,3
Innen-Ø (mm)	11	14,6
Höhe ohne Kappe (mm)	99	151
Material	Polystyrol	
Steril	Ja	
Boden	Rund	
Verschluss	Ja	
Verschluss-Typ	Mit Flügeln	
Hals-Typ	aufrecht	
Autoklavierbar	Nein	
Rand	Nein	
Graduierung	Nein	
Beschriftungsbereich	Nein	
Farben	Transparent	
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C	
VE	4 Beutel mit 375 Röhrchen	2 Beutel mit 500 Röhrchen
Art. Nr. rote Kappe	**080082**	**080211**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Röhrchen mit geradem Hals aus Polystyrol

Konischer Boden Ohne Verschluss



Volumen (ml)	10	12		4,5
Außen-Ø (mm)	16	-	-	12
Höhe ohne Kappe (mm)	100	-	-	75
Material	Polystyrol			
Steril	Nein			
Boden	Konisch			
Hals-Typ	aufrecht	Breit	Breit	aufrecht
Autoklavierbar	Nein			
Max. Zentrifug. (g)	2500	2500	2500	8200
Rand	Nein			
Graduierung	Nein	Ja	Ja	Nein
Beschriftungsbereich	Nein			
Farben	Transparent			
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C			
Eigenschaften	Erhöhte Dicke	-	Boden zum Sammeln von Sediment	-
VE	Beutel mit 2000 Röhrchen	Beutel mit 1500 Röhrchen	Beutel mit 1500 Röhrchen	Beutel mit 1000 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**390010**	**390031**	**390032**	**064197**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**