Röhrchen mit geradem Hals aus Polystyrol

Flacher Boden
Ohne Kappe



Volumen (ml)	3	5
Außen-Ø (mm)	12	16
Höhe ohne Kappe (mm)	56	60
Material	Polystyrol	
Steril	Nein	
Boden	Flach	
Hals-Typ	Gerade mit Rand	
Autoklavierbar	Nein	
Max. Zentrifug. (g)	2500	
Rand	Nein	
Graduierung	Ja	
Beschriftungsbereich	Nein	
Farben	Transparent	
Einsatztemperatur	+20 °C bis +90 °C	
VE	Beutel mit 6000 Röhrchen	Beutel mit 3500 Röhrchen
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**390011**	**390014**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Röhrchen mit geradem Hals aus Polycarbonat


Runder Boden
Ohne Kappe



Volumen (ml)	50	100	
Außen-Ø (mm)	35	41	45
Höhe ohne Kappe (mm)	98	115	98
Material	Polycarbonat		
Steril	Nein		
Boden	Rund		
Hals-Typ	aufrecht		
Autoklavierbar	Ja		
Max. Zentrifug. (g)	5000		
Rand	Nein		
Graduierung	Nein		
Beschriftungsbereich	Nein		
Farben	Transparent		
Einsatztemperatur	-100 bis +135 °C		
Verpackung	Beutel mit 10 Röhrchen		
Einzelnes Röhrchen	**091439**	**091440**	**091441**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Röhrchen mit geradem Hals aus PMP

Konischer Boden
Ohne Kappe



Volumen (ml)	10	15
Außen-Ø (mm)	16	18
Höhe ohne Kappe (mm)	107	118
Material	TPX	
Steril	Nein	
Boden	Konisch	
Hals-Typ	Gerade mit Rand	
Autoklavierbar	Ja	
Rand	Nein	
Graduierung	Ja Schritt 0,1 ml	Ja Schritt 0,2 ml
Beschriftungsbereich	Nein	
Farben	Transparent	
Einsatztemperatur	0 °C bis +120 °C	
VE	Beutel 50 Röhrchen	
Art. Nr. Röhrchen einzeln	**391217**	**391218**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Röhrchen mit geradem Hals aus PMMA

Runder Boden
Ohne Kappe



Volumen (ml)	5		10
Außen-Ø (mm)	13	12	16
Höhe (mm)	75	86	100
Material	PMMA		
Steril	Nein		
Boden	Rund		
Hals-Typ	Gerade mit Rand		
Autoklavierbar	Nein		
Max. Zentrifug. (g)	2500	2500	-
Rand	Nein		
Graduierung	Nein		
Beschriftungsbereich	Nein		
Farben	Transparenz wie bei Glas		
Einsatztemperatur	- 20 bis +85 °C		
Verpackung	Beutel mit 4500 Röhrchen	Beutel mit 4000 Röhrchen	Beutel mit 2000 Röhrchen
Einzelnes Röhrchen	**390033**	**390034**	**390171**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com