Lamellen-Stopfen



- Hergestellt aus Polyethylen

Für Röhrchen Ø (mm)	Natur	Blau	Rot	Grün	Gelb	VE	CHF/ VE
11 - 13	391599	391545A	391600	391601	391602	1000	AA -
15 - 17	391594	391595	391596	391597	391598	1000	AA -

Universalstöpsel Typ Topette



- Aus Polyethylen, nicht autoklavierbar
- Einfach mit einer Hand zu positionieren
- Für Röhrchen mit einem Außen-Ø von 12 bis 16 mm
- Werden an der Außenseite von 12- und 13-mm-Röhrchen und an der Innenseite von 16-mm-Röhrchen angebracht
- Schützen die Proben vor Verunreinigungen

Blau	Schwarz	Grün	Grau	Lavendel	Natur	Rot	Gelb	CHF zu 1000
040237	040238	040239	040240	040241	040242	040243	040244	AA -

Snap-Stopfen mit Tab



- Hergestellt aus Polyethylen
- Für Kunststoff- und Glasröhrchen
- Leichtes Öffnen durch Greiflasche

ø (mm)	Lasche	Grau	Blau	Natur	Grün	Lavendel	Rot	Weiß	Gelb	CHF zu 1000
12 - 13	1	380527	380528	380529	380530	380531	380532	380533	380534	AA -
16	1	380535	380536	380537	380538	380539	380540	380541	380542	AA -
12	2	-	380596	380597	380598	380599	380600	-	380601	AA -
13	2	380602	380603	380604	380605	380606	380607	-	380608	AA -
16	2	380609	380610	380611	380612	380613	380614	-	380615	AA -