Durchstechbare Verschlüsse

- Das verwendete Material beeinflusst weder gängige Chemikalien noch die Koagulation.
- Werden bei Raumtemperatur, 4 °C oder im Gefrierfach bei -20 °C verwendet
- Für Röhrchen mit Außen-Ø 12- 13 mm oder 16 mm
- Aus Santopren
- Einweg
- Mit einer Hand anwendbar
- Werden mit einer Nadel durchstochen



Farben	für Röhrchen 12 und 13 mm	Für 16-mm-Röhrchen
Blau	040245	040252
Grün	040246	040253
Grau	040247	040254
Grün	040248	040255
Rot	040249	040256
Weiß	040250	040257
Gelb	040251	040258
CHF zu 1000	AA -	AA -

Autoklavierbare belüftete Stopfen

Verschlüsse aus Polypropylen, autoklavierbar, mit innerer Belüftungsnase. Wiederverwendbar



ø Röhrchen (mm)	VE	Natur	CHF/ VE	Rot	Grün	Gelb	Blau	VE	CHF/ VE
13	500	045082	AA -	045088	045094	065100	065105	500	AA -
16	500	045083	AA -	045089	045095	065101	065106	500	AA -
16	1000	140434	AA -	140436	140439	140437	140438	1000	AA -
18	500	045084	AA -	045090	045096	065102	065107	500	AA -
20	250	045085	AA -	045091	045097	065103	065108	250	AA -
25	250	045086	AA -	045092	045098	065104	065109	250	AA -
38	125	045087	AA -	-	-	-	-	-	-

Stopfen mit doppelter Position

Simport

- Für Bakteriologie-Röhrchen
- Geschlossene Position: anaerobes Medium / offene Position: aerobes Medium
- Hergestellt aus Polyethylen

Art. Nr.	Verschluss doppelte Position	VE	CHF/ VE
039387	Für Polystyrolröhrchen Ø 12 mm	1000	AA -
039388	Für Polypropylenröhrchen Ø 12 mm	1000	AA -
039269	Für Polystyrolröhrchen Ø 17 mm	1000	AA -
039389	Für Polypropylenröhrchen Ø 17 mm	1000	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com