
Silikonstopfen für aerobe Kulturen


- Alternative zu Einwegstöpseln aus Zellstoffwatte
- Wiederverwendbar, leicht im Autoklav oder im Poupinel sterilisierbar
- Ca. 10000 Stunden verwendbar; halten ca. 3000 Autoklavierungen aus
- Poröse Struktur nach dem Schwanenhals-Prinzip
- Luftdurchlässigkeit gleichwertig mit Zellulosewatte
- Kein Einfluss auf den PH-Wert
- Einsetzbar in trockener Luft bis 200 °C
- Kein mögliches Wachstum von Mikroorganismen auf oder in dem Stopfen
- Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit


Eingezogene Silikon-Stopfen Typ T, L und S


Art. Nr.	Maße (mm)				Für Hals ø (mm)	Farben	VE	CHF/ VE
	d1	d2	l1	l2				
Verschlüsse Typ T								
080400	10	6	13	17	6/9	Rosa	10	AA -
080401	12	9	13	17	9/11	Rosa	10	AA -
080402	15	11	15	20	11/14	Rosa	10	AA -
080403	17	13	11	30	13/16	Rosa	10	AA -
080404	19	15	12	30	15/18	Rosa	10	AA -
080405	22	18	15	30	18/21	Rosa	10	AA -
080406	24	20	20	35	20/23	Rosa	10	AA -
080407	32	22	20	40	22/30	Rosa	10	AA -
080408	42	30	35	55	30/40	Rosa	10	AA -
080409	52	40	40	60	40/50	Rosa	10	AA -
Verschlüsse Typ L								
080420	12	9	40	10	9/11	Rose	10	AA -
080421	17	13	30	20	13/16	Rosa	10	AA -
080422	22	18	30	30	18/21	Rosa	10	AA -
Verschlüsse Typ S								
080440	28	17	18	27	17/26	Grün	10	AA -
080441	35	24	20	30	24/33	Grün	10	AA -
080442	39	28	20	30	28/38	Grün	10	AA -












Silikon Stülpdeckel Typ C

Art. Nr.	Maße (mm)				Für Hals ø (mm)	Farben	VE	CHF/ VE
	d1	d2	d3	l1				
Verschlüsse Typ C								
080430	16	12	20	28	15/20	Rosa	10	AA -
080431	26	18	30	28	20/30	Rosa	10	AA -
080432	36	27	40	28	30/40	Rosa	10	AA -
080433	50	34	55	28	40/55	Rosa	10	AA -

Stopfen für Röhrchen und Kulturflaschen Biosilico

Im Gegensatz zu Silikon-Stopfen ermöglichen Biosilico-Stopfen einen Gasaustausch auf allen Seiten.

Art. Nr.	Maße (mm)				Für Hals ø (mm)	Farben	VE	CHF/ VE
	d1	d2	l1	l2				
080450	13	9	13	17	9/11	Orange	10	AA -
080451	16	11	14	22	11/14	Orange	10	AA -
080452	19	13	15	25	13/16	Orange	10	AA -
080453	21	15	16	28	15/18	Orange	10	AA -
080454	24	18	18	30	18/21	Orange	10	AA -
080455	25	20	20	32	20/23	Orange	10	AA -
080456	34	22	24	36	22/30	Orange	10	AA -
080457	44	30	32	46	30/40	Orange	10	AA -
080458	54	40	36	50	40/50	Orange	10	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com