Gummi- oder Silikonstopfen versilic





Gummistopfen grau-blau

- Stopfen aus Naturkautschuk zum Verschließen von Röhrchen und Fläschchen
- Kegelstumpfartige Form
- Einsetzbar von -35 bis +70 °C

Silikonstopfen Versilic

- Biologisch neutrale und ungiftige Silikonstopfen zum Verschließen von Röhrchen und Fläschchen
- Kegelstumpfartige Form
- Besonders geeignet für Arbeiten in Zellkulturen
- Einsetzbar von -60 °C bis +200 °C

			Gummistopfen grau-blau			Gummistopfen grau-blau vorperforiert					Silikonstopfen Versilic		
Nr.	unterer ø x oberer ø (mm)	Höhe (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	Anzahl Löcher	ø (mm)	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
6D	3,5 x 6,5	15	260236	100	AA -	-	-	-	-	-	260262	500	AA -
8D	4 x 8	20	260237	100	AA -	-	-	-	-	-	260263	500	AA -
10D	5 x 9	20	260238	100	AA -	-	-	-	-	-	260264	500	AA -
13D	8 x 12	20	260239	50	AA -	-	-	-	-	-	260265	500	AA -
15D	10,5 x 14,5	20	260240	50	AA -	-	-	-	-	-	260266	500	AA -
16D	12,5 x 16,5	20	260241	50	AA -	-	-	-	-	-	260267	250	AA -
18D	14 x 18	20	260242B	250	AA -	-	-	-	-	-	260268	250	AA -
21D	17 x 22	25	-	-	-	-	-	-	-	-	260269	100	AA -
24D	18 x 24	30	260244	50	AA -	-	-	-	-	-	260270	50	AA -
27D	21 x 27	30	260245	50	AA -	-	-	-	-	-	260271	50	AA -
29D	23 x 29	30	260246	50	AA -	-	-	-	-	-	260272	50	AA -
31D	26 x 32	30	260247	10	AA -	-	-	-	-	-	260273	25	AA -
34D	29 x 35	30	260248	10	AA -	-	-	-	-	-	260274	25	AA -
38D	31 x 38	35	-	-	-	-	-	-	-	-	260275	25	AA -
41D	34 x 41	35	260250	20	AA -	-	-	-	-	-	260276	25	AA -
45D	36 x 44	40	260251	20	AA -	211944	5	6,5	5	AA -	260277	25	AA -
49D	41 x 49	40	260252B	20	AA -	260231	5	6,5	5	AA -	260278	20	AA -
54D	47 x 55	40	260253B	20	AA -	-	-	-	-	-	260279	10	AA -
60D	50,5 x 59,5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	260280	10	AA -
65D	56 x 65	45	260255	5	AA -	-	-		-	-	260281	10	AA -
70D	60 x 70	50	260256	5	AA -	260424	5	10	5	AA -	260282	5	AA -
75D	64,5 x 75,5	55	260257	5	AA -	260430	5	11.5	5	AA -	260283	5	AA -
83D	71 x 83	60	260258	5	AA -	-	-	-	-	-	260284	5	AA -
92D	72 x 92	65	260259	5	AA -	-	-	-	-	-	260285	5	AA -
100D	87 x 100	65	261044	3	AA -	-	-	-	-	-	260286	5	AA -
107D	94 x 107	65	260261	1	AA -	-	-	-	-	-	260287	1	AA -

Stopfenbohrer

Stopfenbohrer-Set

- Aus vernickeltem Messing
- Wird mit einem stabilen Stab geliefert, um Stopfenreste in den Ausstecher zu entleeren

Art. Nr.	Anzahl Größen	Loch-Ø (mm)	CHF
810655	6	5 bis 11	AA -
810656	12	5 bis 19	AA -
942780	18	5 bis 26	AA -

Einzelne Stopfenbohrer

- Aus Nickel-Chrom

Art. Nr.	Loch-Ø (mm)	CHF
942781	5	AA -
942782	6,2	AA -
942783	7,5	AA -
942784	8,8	AA -
942785	10	AA -
942786	11,2	AA -

Schleifgerät für Stopfenbohrer

- Klinge aus gehärtetem Stahl
- Metallstiel

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
810657	Schleifgerät für Stopfenbohrer 170 mm	AA -


Stopfenbohrer-Set


Einzelne Stopfenbohrer


Schleifgerät für Stopfenbohrer

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com