
Halter aus epoxidiertem Stahl

Art. Nr.	L x B x H (mm)	Für Röhrchen (Ø mm)	Kapazität Röhrchen	Farben	CHF
320109	205 x 105 x 65	13	6 x 12	Blau	AA -
320717	204 x 161 x 65	13	9 x 12		AA -
320718	200 x 83 x 59	16	4 x 10		AA -
320719	237 x 127 x 65	16	4 x 12		AA -
037774	241 x 188 x 65	16	6 x 12		AA -
037773	241 x 188 x 65	16	9 x 12	Rot	AA -
320720	241 x 188 x 65	16	9 x 12	Blau	AA -
037894	127 x 76 x 76	18	3 x 5		AA -
320721	240 x 90 x 80	20	4 x 10		AA -
320722	240 x 190 x 80	20	8 x 10		AA -
320723	260 x 107 x 80	24	4 x 10		AA -
320726	273 x 105 x 80	25	3 x 8		AA -
320724	290 x 118 x 80	25	4 x 10		AA -
320725	290 x 230 x 80	25	8 x 10		AA -
320105	164 x 64 x 32	25	2 x 6		AA -
320106	271 x 145 x 32	25	5 x 10		AA -
037593	147 x 80 x 89	30	2 x 4		AA -
320727	277 x 209 x 98	30	6 x 8		AA -
320107	212 x 80 x 60	33	2 x 6		AA -
320108	355 x 189 x 60	33	5 x 10		AA -
320728	357 x 139 x 98	40	3 x 8		AA -
320729	350 x 260 x 98	40	6 x 8		AA -
320111	293 x 262 x 50	58	6 x 4		AA -
037904	205 x 135 x 104	60	2 x 3		AA -



Racks Poxygrid für Röhrchen

- **Aus epoxybeschichtetem Stahldraht**
- **Gute chemische Beständigkeit**
- **Einsetzbar von - 223 °C bis 121 °C**
- **Dreistufig für guten Halt der Röhrchen (außer bei schrägem Rack)**
- **Autoklavierbar bei 121°C**
- **Verstärkte Ecken**
- **Farbe Blau**



Art. Nr.	Anzahl Röhrchen	Für Röhrchen -ø (mm)	(L x B x H) (mm)	CHF
088771	60	10-13	17,5 x 11,4 x 6,4	AA -
088772	150	10-13	25,6 x 17,9 x 6,4	AA -
088773	60	15-16	20,3 x 12,9 x 6,4	AA -
088774	150	15-16	30,5 x 21 x 6,4	AA -
086001	96	17	24,2 x 17 x 6,4	AA -
088775	60	18-20	24,4 x 15,6 x 8,3	AA -
088776	60	22-25	29,5 x 18,7 x 8,3	AA -

Schräges Rack

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
086685	schräges Rack für 8 Röhrchen 50 ml oder Röhrchen Ø 30 mm	AA -



Rack für Konische Röhrchen 50 ml

Autoklavierbare Racks aus epoxybeschichtetem Stahl.
Zur Unterstützung von 50-ml-Röhrchen aller Marken : Falcon, Nunc, Corning, TPP, Greiner Bio-One (ø 30 mm).

Art. Nr.	Bezeichnung	(L x B x H) (mm)	CHF
045871	Rack für 8 Röhrchen (4 x 2)	140 x 76 x 89	AA -
045872	Rack für 36 Röhrchen (6 x 6)	210 x 210 x 89	AA -
045873	Rack für 16 Röhrchen (4 x 4)	152 x 152 x 89	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com