
RACKS FÜR VERSCHIEDENE RÖHRCHEN

ABS-Racks "Racks S"

Für Röhrchen -ø (mm)	Anz. Röhrchen	Maße (mm)	Weiß	Gelb	Grün	Rosa	Blau	CHF
13	50	180 x 94 x50	39185082	39185083	39185084	39185085	39185086	AA -
17	50	225 x 114 x 60	39184082	39184083	39184084	39184085	39184086	AA -
21	32	225 x 114 x 60	39183082	39183083	39183084	39183085	39183086	AA -




Racks mit quadratischen Löchern

Acetal Racks - Racks mit quadratischen Löchern aus Acetalharz, hitzebeständig bis 121 °C. Maße : 246 x 101 x 70 mm.

Für Röhrchen ø	Anz. Röhrchen	Rot	Weiß	Gelb	Grün	Rosa	Blau	CHF
21 mm	40	39187081	39187082	39187083	39187084	-	39187086	AA -
17 mm	60	39188081	39188082	39188083	39188084	39188085	39188086	AA -
13 mm	90	39189081	39189082	39189083	39189084	39189085	39189086	AA -

Einweg-Polystyrol-Racks - kostengünstige Racks mit quadratischen Löchern. Einweg Maße: 246 x 101 x 70 mm.

Für Röhrchen -ø (mm)	Kapazität Röhrchen	Rot	Weiß	CHF
21	40	39187011	39187012	AA -
17	60	39188011	39188012	AA -
13	90	39189011	39189012	AA -





Mega-Racks mit hoher Kapazität

- **Aus , autoklavierbarem Polypropylen**
- **Alphanumerische Kennzeichnung der Raster**
- **Farbe weiß oder blau**

	für 216 Röhrchen 10 10 - 13 mm	für 240 Röhrchen 13 - 16 mm	für 432 Röhrchen 13 - 16 mm	für 120 Röhrchen 16 mm
Maße (mm)*	337 x 235 x 91	337 x 267 x 91	337 x 267 x 91	337 x 267 x 91
Blau	037969	047693	047691	037972
Weiß	037971	047692	047690	037973
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -

* Höhe mit den Flügeln.




Rack mit großer Kapazität



Rack aus Polypropylen mit großer Kapazität Autoklavierbar Praktisch zum Pipettieren oder Aufbewahren einer großen Anzahl von Proben.
Hinweis: Die unten aufgeführten Modelle haben keine Öffnungen an den Seiten.

Art. Nr.	Für Röhrchen-ø (mm)	Kapazität Röhrchen	(L x B x H) (mm)	CHF
045885	10 à 13	216	342 x 230 x 76	AA -
045886	13 - 16	120	335 x 260 x 89	AA -
045887	16 - 20	120	335 x 260 x 89	AA -

ABS-Rundlochrack für 13 - 17 mm Röhrchen



- **Aus ABS**
- **Stapelbar**
- **Weiße Farbe mit alphanumerischer Markierung**

Art. Nr.	Für Röhrchen-ø (mm)	Anz. Röhrchen	(L x B x H) (mm)	CHF
39182082	13	50	210 x 105 x 50	AA -
39181082	17	50	260 x 130 x 60	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com