
# RACKS FÜR VERSCHIEDENE RÖHRCHEN

## NeoRack Racks



- Hergestellt aus Polypropylen
- Für alle Röhrchen-Øs
- Zerlegbares blaues Rack
- Tabletts in verschiedenen Farben je nach Größe
- Maße ((L x B x H) (mm) 146 x 146 x 70 mm

| Art. Nr. | Für Röhrchen-ø (mm) | Anzahl Röhrchen | Farbe des Rasters | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 764047 | 13 | 9 x 9 | Orange | AA - |
| 764048 | 16 | 7 x 7 | Gelb | AA - |
| 764049 | 20 | 6 x 6 | Grün | AA - |
| 764050 | 25 | 5 x 5 | Weiß | AA - |
| 764051 | 30 | 4 x 4 | Rot | AA - |

## Modulares Rack mit herausnehmbaren Raster



- Aus Polyoxymethylen
- Auswechselbarer Raster
- Rack für Röhrchen von ø 10 bis 30 mm
- Großes Rack: kompakter und billiger als mehrere kleine
- Autoklavierbar
- Gummifüße für mehr Stabilität
- Raster auf 3 drei Ebenen für einen besseren Halt der Röhrchen
- Rackmaße L x B x H (mm) : 318 x 111 x 67




### Aufbewahrungsrack mit Raster

| Art. Nr. | Für Röhrchen-ø (mm) | Farben | CHF |
|---|---|---|---|
| 088834 | 10 - 13 | Orange | AA - |
| 088835 | 13 - 16 | Blau | AA - |
| 088836 | 16 - 20 | Grün | AA - |
| 088837 | 20 - 25 | Fuchsie | AA - |
| 088838 | 25 - 30 | Gelb | AA - |

### Raster für Aufbewahrungsrack

| Art. Nr. | Für Röhrchen mit Ø (mm) | Farben | CHF |
|---|---|---|---|
| 088839 | 10 - 13 | Orange | AA - |
| 088840 | 13 - 16 | Blau | AA - |
| 088841 | 16 - 20 | Grün | AA - |
| 088842 | 20 - 25 | Fuchsie | AA - |
| 088843 | 25 - 30 | Gelb | AA - |

## Multiracks aus Acetal



- 3 Modelle für 13-, 16- oder 30-mm-Röhrchen
- Aus hochfestem Polymer auf Acetalbasis
- Autoklavierbar von 20 °C bis 120 °C
- L x B x H : 293 x 115 x 65 mm

| ø Kapazität (mm) Röhrchen | | Blau | Grün | Malve | Orange | Gelb | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 84 | 039837 | 039838 | 039839 | 039840 | 039841 | AA - |
| 16 | 60 | 039842 | 039843 | 039844 | 039845 | 039846 | AA - |
| 30 | 18 | 039847 | 039848 | 039849 | 039850 | 039851 | AA - |

## Racks mit 2 oder 3 Halteebenen



- Für die Verwendung in Wasserbädern, Kühlschränken, Gefrierschränken und Inkubatoren
- Drei Farben
- Für Röhrchen von ø 13 mm bis 30 mm, vom Mikroröhrchen bis zum 50-ml-Kulturröhrchen
- Stapelbar
- Aus verstärktem Polypropylen und ABS
- Tragegriff
- Racks mit drei (hohen) Ebenen werden für lange Röhrchen empfohlen
- H x B x L hohe Modelle : 62 x 135 x 275 mm
- H x B x L niedrige Modelle : 39 x 135 x 275

| Typ | Anzahl Ebenen | ø Röhrchen | Kapazität Röhrchen | Rot | Blau | Grün | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 3 | 13 | 84 | 442024 | 442025 | 442026 | AA - |
| Hoch | 3 | 16 | 60 | 442027 | 442028 | 442029 | AA - |
| Hoch | 3 | 30 | 18 | 442030 | 442031 | 442032 | AA - |
| Niedrig | 2 | 13 | 84 | 442033 | 442034 | 442035 | AA - |
| Niedrig | 2 | 16 | 60 | 442036 | 442037 | 442038 | AA - |
| Niedrig | 2 | 30 | 18 | 442039 | 442040 | 442041 | AA - |