Unwire racks Nalgene™

Aus einem Stück geformte Racks für 13-, 16-, 20-, 25- und 30-mm-Röhrchen.

- **Aus ResMer™**
- **Behalten ihre Farben länger**
- **Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Desinfektionsmittel**





Unwire Racks

Für Röhrchen ø (mm)	13	16	20	25	30
L x B x H (mm)	200 x 102 x 57	248 x 127 x 70	250 x 102 x 83	300 x 121 x 92	283 x 108 x 83
Anzahl Röhrchen	6 x 12	6 x 12	4 x 10	4 x 10	3 x 8
Weiß	**028625**	**028631**	**028637**	**028643**	**028649**
Orange	**028626**	**028632**	**028638**	**028644**	**028650**
Gelb	**028627**	**028633**	**028639**	**028645**	**028651**
Blau	**028628**	**028634**	**028640**	**028646**	**028652**
Grün	**028629**	**028635**	**028641**	**028647**	**028653**
Rot	**028630**	**028636**	**028642**	**028648**	**028654**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Halbe Racks

Für Röhrchen ø (mm)	13	16	20	25	30
L x B x H (mm)	102 x 102 x 56	126 x 126 x 68	128 x 103 x 83	122 x 122 x 75	109 x 109 x 84
Anzahl Röhrchen	6 x 6	6 x 6	4 x 5	4 x 4	3 x 3
Weiß	**028655**	**028659**	**028663**	**028667**	**029284**
Blau	**028656**	**028660**	**028664**	**028668**	**028671**
Grün	**028657**	**028661**	**028665**	-	**028672**
Rot	**028658**	**028662**	**028666**	-	**028673**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Racks für Hämolyseröhrchen und Reagenzgläser

- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **Für Röhrchen mit ø 13, 16, 20, 25 und 30 mm**
- **Flach geliefert**
- **Überlagerbar Markierungsfläche auf beiden Längen**
- **Tablett mit alphanumerischer Markierung**
- **4 verfügbare Farben: Weiß, Blau, Gelb, Rot**



Für Röhrchen ø	Kapazität Röhrchen	(L x B x H) (mm)	Weiß	Blau	Gelb	Rot	CHF
13 mm	90 (6 x 15)	246 x 105 x 64	**391074**	**391075**	**391076**	**391077**	**AA -**
16 mm	60 (5 x 12)	246 x 105 x 72	**391078**	**391079**	**391080**	**391081**	**AA -**
20 mm	40 (4 x 10)	246 x 105 x 72	**391082**	**391083**	**391084**	**391085**	**AA -**
25 mm	40 (4 x 10)	295 x 125 x 85	**391086**	**391087**	**391088**	**391089**	**AA -**
30 mm	24 (3 x 8)	300 x 112 x 85	**391090**	**391091**	**391092**	**391093**	**AA -**

Racks mit haftenden Rastern für Hämolyseröhrchen und Reagenzgläser

- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Autoklavierbar bei 121°C**
- **Mit Haltelaschen, um die Gefahr des Verschüttens zu verringern**
- **Ideal für die Arbeit im Wasserbad**
- **Verringern die Gefahr des Verschüttens**
- **Stapelbar, alphanumerisch identifizierte Wells**
- **Rackmaße L x B x H 14,8 x 10,5 x 7 cm**



Art. Nr.	Für Röhrchen mit ø (mm)	Kapazität Röhrchen	CHF
948144	10 - 13	90 (6 x 15)	**AA -**
088800	15 - 16	60 (5 x 12)	**AA -**
947935	18 - 20	40 (4 x 10)	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com