RACKS FÜR RÖHRCHEN VON 5 ML BIS 50 ML

Rack für Röhrchen 15 oder 50 ml

- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **Wiederverwendbar, recycelbar**
- **Gute chemische Beständigkeit**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
978504	Rack für 25 Röhrchen 15 ml	5	**AA -**
978506	Rack für 25 Röhrchen 50 ml	5	**AA -**

NEU



Rack für Einzelröhrchen 50 ml







Drei Versionen:
- aus Epoxyd ;
- Aus Polystyrol ;
- aus Polypropylen, die eingeklickt werden kann, um das Einplatz-Rack in ein lineares Mehrplatz-Rack umzuwandeln.

Chemikalienbeständig und autoklavierbar (außer Polystyrol).
Die Polypropylen-Racks werden in fünf aufeinander abgestimmten Farben geliefert (blau, grün, gelb, rosa und orange).

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
037591	Rack Epoxy Einzelröhrchen 50 ml	1	**AA -**
037592	Einzelröhrchen -Rack mit Klickverschluss 50 ml aus PP	5	**AA -**
037897	Blaues Einzelröhrchen -Rack 50 ml aus PS	5	**AA -**

Rack aus Polypropylen für 15 ml oder 50 ml Röhrchen



Rack aus Polypropylen für 30 Röhrchen 15 ml und/oder 20 Röhrchen 50 ml. Stabil im Wasserbad.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037613	PP-Rack für konische Röhrchen 15 und 50 ml	**AA -**


Rack Multiröhrchen 15 ml und 50 ml



- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **Zur Lagerung von 30 Röhrchen 15 ml und/oder 20 Röhrchen 50 ml**

Art. Nr.	Kapazität	(L x B x H) (mm)	CHF
199019	20 x 50 ml und/oder 30 x 15 ml	168 x 205 x 60	**AA -**

Rack für Röhrchen 15 und 50 ml



- **Aus verstärktem Polypropylen, autoklavierbar bei +121 °C**
- **Gefrierbar bei -80 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	(L x B x H) (mm)	CHF
049730	Blaues Rack für 18 Röhrchen 15 ml	122 x 88 x 70	**AA -**
049731	Blaues Rack für 6 Röhrchen 50 ml	122 x 88 x 70	**AA -**
049732	Blaues Rack für 12 Röhrchen 50 ml	234 x 88 x 70	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com