RACKS FÜR RÖHRCHEN VON 5 ML BIS 50 ML

Rack für Röhrchen 50 ml

- Für 20 Röhrchen 50 ml Ø 29 mm
- Alphanumerische Wellkennzeichnung
- Aus Polystyrol
- Gelbe Farbe
- Enthält recyceltes Material (zu 50 %)
- Maße L x B x H: 204 x 165 x 27 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
064056	Rack für 20 Röhrchen 50 ml	AA -

TIPP
Gefrierboxen für 15-ml- und 50-ml-Röhrchen: siehe Seite 810

Pop Up™ Racks für 15 ml und 50 ml Röhrchen

- Faltbar, gefaltet oder offen stapelbar
- Hergestellt aus Polypropylen
- Gedrucktes Raster
- Nicht autoklavierbar
- Maße (L x B x H) 255 x 137 x 21 mm (gefaltet) 72 mm (offen)



Art. Nr.	Für Röhrchen	Farben	VE/ Box	CHF/ Box
037974	21 Röhrchen 15 ml oder 12 Röhrchen 50 ml	Blau	2	AA -
037975	21 Röhrchen 15 ml oder 12 Röhrchen 50 ml	Rosa	2	AA -
320055	45 Röhrchen 15 ml	Violett	2	AA -
320056	18 Röhrchen 50 ml	Grün	2	AA -

Rack für konische Röhrchen 15 und 50 ml

- Hergestellt aus Polypropylen
- 25 Plätze
- Farben: Dunkelblau



Art. Nr.	Für Röhrchen Volumen (ml)	L x B x H (mm)	CHF
330130	15	104,1 x 127,9, 48,1	AA -
330133	50	132,7 x 249,7 x 48,1	AA -

Rack für 18 Röhrchen 50 ml

- Maße: 243 x 126 x 64 mm
- Aus autoklavierbarem Polypropylen



Art. Nr.	Kapazität	Für Röhrchen mit Volumen	CHF
39180042	18 Röhrchen	50 ml	AA -

Universal Rack für 12 Röhrchen 15 bis 50 ml

- Rack aus Polypropylen, nicht autoklavierbar
- Mit Löchern mit variablem Abstand, die sich dem Ø des Röhrchens anpassen
- Bis zu 12 ähnliche Röhrchen
- Geeignet für Röhrchen von 15 bis 50 ml (16 bis 30 mm Ø)
- Maße: 194 x 140 x 51 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
320052	Rack universell	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com