
RACK FÜR MIKRORÖHRCHEN 0,2 BIS 2 ML

PCR-Arbeitsstation



Platte mit 96 Fächern im Mikroplattenformat, die als Lagergestell oder als Arbeitsstation dient. Für 96 PCR-Mikro-Röhrchen 0,2 ml, einzeln oder in Streifen, und PCR-Platte.

- **Stapelbar**
- **Einsetzbar von -70 °C bis +121 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 10
016094	PCR-Arbeitsstation	AA -

Arbeitsplatten für 0,2-ml-Mikroröhrchen



Die Platte und ihr Rahmen sind für die Aufnahme von 96 0,2-ml-Mikroröhrchen bestimmt, um die Röhrchen direkt zu einem Thermocycler zu bringen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
033518	Arbeitsplatte	10	AA -
033519	Halterung für Platte	5	AA -

PCR-Rack für 96 Röhrchen 0,2 ml oder Streifen

Zweiseitiges Rack:
- Seite 1 für 80 Röhrchen mit einem Ø von 10 und 12 mm;
- Seite 2 für 60 PCR-Röhrchen oder Mikroröhrchen von 0,2 bis 0,5 ml.

- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **Matte Markierungsfläche**
- **Stapelbar, einrastend**
- **6 sortierte Farben, durchsichtiger Deckel als Zubehör**
- **Mit Griffen, die für Stabilität in gestapelten Racks sorgen**

Farben	Blau	Grün	Orange	Rosa	Rot	Gelb	CHF
Art. Nr.	039249	039250	039251	039252	039253	039254	AA -



Deckel

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
039255	Transparenter Deckel	AA -

PCR-Rack für 96 Röhrchen 0,2 ml oder Streifen

- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Beständig von -90 °C bis +121 °C**
- **Alphanumerische Identifizierung**
- **L x B x H : 132 x 91 x 30 mm**
- **Transparenter Deckel mit Kennzeichnung der einzelnen Wells**
- **Horizontal einklinkbar**
- **Stapelbar**
- **Autoklavierbar**

Blau	Grün	Orange	Rosa	Rot	Gelb	CHF	Assortiert	CHF
039830	039831	039832	039833	039834	039835	AA -	039836	AA -



PCR-Rack

- **Rack für die Handhabung und Aufbewahrung von Röhrchen und Platten**
- **Für Röhrchen von 0,1 bis 0,5 ml und für 96-Well-Platten**
- **Stapelbar**
- **Kann bis zu - 90 °C aufbewahrt werden**
- **Autoklavierbar (121 °C, 20 min)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 10
035635	PCR-Rack Farbsortiment	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com