RACK FÜR MIKRORÖHRCHEN 0,2 BIS 2 ML

Racks für PCR-Röhrchen



- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **96 Plätze**
- **Autoklavierbar**
- **L x B x H : 123,2 x 86 x 14,6 mm**

Blau	Grün	Orange	Violett	CHF
330141	330142	330143	330145	AA -

Stapelbares Rack für PCR



Rack aus farbigem Polypropylen mit transparentem Deckel für 96 0,2 ml PCR-Röhrchen oder 1 PCR-Platte (mit oder ohne Rand).
Maße:
- 138 x 98 x 39 mm mit Deckel
- 138 x 30 x 30 mm ohne Deckel

- **Stapelbar mit oder ohne Deckel**
- **Selbstblockierender Deckel**
- **4 Füße**
- **Akzeptiert PCR-Platten ohne Rand, mit Rand oder Halbrand, einzelne Röhrchen oder Röhrchen in 8er- oder 12er-Strips**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045546	Set aus 5 Racks in bunten Farben (blau, gelb, rot, grün, violett) mit Deckel	AA -

Low Temp PCR® Racks



- **Racks mit 96 Wells (8 x 12) für einzelne 0,2-ml-Röhrchen oder in Streifen**
- **Aus.transparentem Polypropylen**
- **Abnehmbarer Deckel mit seitlicher Öffnung zum schnelleren Abkühlen der Proben**
- **Beständig bis zu -80 °C**
- **Alphanumerische Markierungen**

Art. Nr.	Farben	Maße (L x B x H) (mm)	Ø Well (mm)	VE	CHF/ VE
320555	Assortiert*	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	AA -
320556	Blau	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	AA -
320557	Grün	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	AA -
320558	Violett	12,5 x 9,2 x 3,7	5,2	5	AA -

* Blau, violett, orange, grün, gelb

Rack für 96 PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml



Racks aus Polypropylen für 96 einzelne oder in Streifen angeordnete 0,2 ml PCR-Mikroröhrchen.

- **Alphanumerischer Index**
- **Scharnierdeckel**
- **Sortierte Farben**
- **Maße: 130 x 98 x 33 mm**

Farben	Natur	Blau	Grün	CHF Zu 5	Assortiert*	CHF Zu 5
Art. Nr.	037532	037533	037534	AA -	037536	AA -

* Rosa, orange, blau, grün und gelb.