
RACK FÜR MIKRORÖHRCHEN 0,2 BIS 2 ML

Umkehrbare PCR-Racks


Polypropylen-Racks mit abnehmbarem Deckel für 168 0,2-ml-Mikroröhrchen auf der einen Seite und 40 0,5-ml-Mikroröhrchen auf der anderen Seite. Mit einer Reihe für 12 1,5-ml-Mikroröhrchen auf jeder Seite.
Geliefert werden 5 Stück in gemischten Farben (je eine in den folgenden Farben: blau, grün, rosa, orange, gelb). L x B x H : 228,6 x 133,4 x 32 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 5
037589	Reversible PCR-Racks Farbsortiment	AA -



Spezielles PCR-Multi-Mikroröhrenrack





Rack A mit Deckel zum Lagern auf einer einzigen Seite


An Rack A kann Rack B für 96 0,2-ml-Mikroröhrchen angebracht werden; letzteres wird an der Stelle eingeklickt, an der die einzelnen 0,2-ml-Mikroröhrchen angebracht sind.

- **Inklusive transluzentem Deckel**
- **Auswahl an lebhaften Farben**
- **Stapelbar**
- **Alphanumerischer Index**
- **Kapazität: 32 einzelne 0,2 ml PCR-Mikroröhrchen, 16 0,5 ml Mikroröhrchen, 24 1,5 ml oder 2 ml Mikroröhrchen**

Rack B für 96 PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml

- **Mikroplattenformat**
- **Mit Deckel**
- **Einzeln verwendbar oder kann auf das Rack A geklickt werden**
- **L x B x H : 126 x 86 x 33 mm mit Deckel, 126 x 86 x 11 mm ohne Deckel**

	Rack A multi-tubes	Rack B für 96 Mikroröhrchen 0,2 ml
Blau	045465	045471
Grün	045466	045472
Orange	045467	045473
Rosa	045468	045474
Gelb	045469	045475
CHF	AA -	AA -
Set mit 5 sortierten Farben	045470	045476
CHF zu 5	AA -	AA -




PCR Multi-Mikroröhren Racks

labcon

- **96 Wells für Platten, Röhrchenstreifen oder 0,2-ml-Röhrchen**
- **Zusätzliche Wells auf dem Rack für 0,5-, 1,5- oder 2-ml-Röhrchen**
- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Autoklavierbar**
- **Einsetzbar von -80 °C bis +122 °C**
- **Inklusive transluzentem Deckel**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
949830	5er-Set Racks in bunten Farben (rot, orange, gelb, grün, blau)	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com