RACK FÜR MIKRORÖHRCHEN 0,2 BIS 2 ML

Lagerungssystem mit Box und Rack



Stapelbares System, zum Einfrieren bis -80 °C.

Gefrierboxen

- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **Scharnierdeckel**
- **Maße: 143 x 143 x 59 mm**
- **Verschlusslasche**

Rack

- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **Abnehmbar**
- **Für 96 PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml - in Streifen, Platten oder einzeln + 8 Mikroröhrchen 0,5 ml + 16 Mikroröhrchen 1,5/2 ml**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
038787	Lagerbox mit Rack für PCR	AA -

Racks für 80 Mikroröhrchen



Racks aus festem Polypropylen für 80 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2 ml.

- **Alphanumerische Markierung und seitliche Griffe**
- **Verwendbar von -90 °C bis 121 °C (autoklavierbar)**
- **Zubehör: Aufbewahrungsbox mit Deckel, Lagerregal**
- **L x B x H :226 x 67 x 28 mm**

Rack 80 Standardfarbe		Rack 80 neonfarbig	
Farben	**Art. Nr.**	**Farben**	**Art. Nr.**
Natural	840515	Neongelb	840523
Gelb	840519	Neon-Orange	840524
Orange	840520	Neonpink	840525
Rot	840518	Neonblau	840526
Violett	840521	Neongrün	840527
Blau	840516	-	-
Grün	840530	-	-
Schwarz	840522	-	-
CHF	AA -	CHF	AA -
Ein Satz von 5 Racks gemischte Farben	840528	Ein Satz von 5 Racks gemischte Farben	840529
CHF zu 5	AA -	CHF zu 5	AA -


Regale aus Acryl

Ermöglichen die Lagerung und Handhabung von Racks, ohne sie zu stapeln.

- Horizontales Modell : 8 Fächer für 8 Racks. L x B x H : 300 x 230 x 115 mm.
- Vertikales Modell : 8 Fächer für 8 Racks. L x B x H : 153 x 230 x 220 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037579	Horizontales Regal für 8 Racks	AA -
037580	Vertikales Regal für 8 Racks	AA -

Stapelbare Racks für 48 Mikroröhrchen 1,5 / 2 ml



- **Aus Polystyrol**
- **Für 48 Mikroröhrchen mit 11 mm Durchmesser (1,5 / 2 ml)**
- **Stapelbare Racks**
- **Maße oben (L x B): 182 x 122 mm**
- **Gesamtmaße (L x B x H) : 192 x 122 x 47 mm**
- **5 verschiedene Farben: gelb, weiß, rot, lila und grün**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
393003	Rack für 48 Zentrifugen-Röhrchen	10	AA -

Racks für Mikroröhrchen



Racks aus Polyketon mit guter chemischer Beständigkeit (außer Säuren) für 1,5 ml und 2 ml Mikroröhrchen.

- **Stapelbar**
- **Autoklavierbar**
- **Weiße Farbe**

Art. Nr.	Kapazität	CHF
029078	24 (6 x 4)	AA -