
RACK FÜR MIKRORÖHRCHEN 0,2 BIS 2 ML

Racks für Mikroröhrchen

- Hergestellt aus Polypropylen
- 80 Plätze
- Autoklavierbar
- L x B x H : 228 x 66,4 x 27,5 mm

Weiß	Blau	Grün	Rot	Violett	CHF
330136	330137	330138	330139	330140	16,20 -



Reversibles Rack aus recyceltem Polypropylen Mikroröhrchen 0,5 ml und 2 ml

- Vollständig aus recyceltem Polypropylen hergestellt (die Farbe kann daher in verschiedenen Blautönen variieren)
- Umkehrbar: eine Seite mit Steckplätzen für 0,5-ml-Mikroröhrchen und die andere Seite für 2-ml-Mikroröhrchen
- Innendurchmesser der Wells:
  - Seite 0,5 ml : 7 mm,
  - Seite 2 ml : 12 mm

GoGreen

Art. Nr.	Anzahl Wells	Außenmaße B x T x H (mm)	CHF
442311	48	215 x 68 x 27	AA -
442312	96	215 x 130 x 27	AA -



Racks für 100 Mikroröhrchen

Rack aus Polypropylen für 100 Mikroröhrchen 1,5 und 2 ml.

- Wird flach geliefert, stapelbar
- Markierungsfläche auf beiden Längen
- Autoklavierbar
- Tablett mit alphanumerischer Markierung
- 4 verfügbare Farben: Weiß, Blau, Gelb, Rot
- Maße: 110 x 263 x 45 mm

Farben	Weiß	Blau	Gelb	Rot	CHF
Art. Nr.	391070	391071	391072	391073	AA -



Racks aus transparentem Acryl für Eppendorf-Mikroröhrchen

- Geklebte und geschraubte Racks
- Stabil


Art. Nr.	Für Röhrchen (ml)	Anzahl Röhrchen	Maße (B x L x H) (mm)	CHF
764037	1,5	2 x 6	132 x 50 x 50	AA -
764038	0,5	2 x 12	262 x 50 x 50	AA -
764039	1,5	2 x 12	262 x 50 x 50	AA -
764040	2,2	2 x 12	262 x 50 x 50	AA -
764041	0,5	4 x 12	262 x 100 x 50	AA -
764042	1,5	4 x 12	262 x 100 x 50	AA -
764043	2,2	4 x 12	262 x 100 x 50	AA -
764044	1,5	6 x 12	262 x 125 x 50	AA -



Farbige Acrylracks für Mikroröhrchen 1,5 ml

- Robust, hygienisch, leicht zu waschen und extrem langlebig.

Maße (L x B x H) (mm)	145 x 50 x 50	270 x 50 x 50	270 x 100 x 50
Kapazität	2 x 6 Röhrchen	2 x 12 Röhrchen	4 x 12 Röhrchen
Orange	764028	764031	764034
Blau	764029	764032	764035
Rot	764030	764033	764036
CHF	AA -	AA -	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com