Rack für Mikroröhrchen OneHand



Zum Offnen von Mikroröhrchen mit Schraubverschluss mit nur einer Hand!

- **Aus Polymer auf Acetalbasis**
- **L x B x H : 293 x 115 x 39 mm**
- **Kapazität 84 Mikroröhrchen**

Bei micrewtubes mit Rand passen sie perfekt in die Basis des Racks und werden gehalten. Bei anderen Arten von Mikroröhrchen hält der obere Teil des Racks diese mithilfe von Klauen fest, die die Mikroröhrchen mit Rillen im Hals festhalten.

Blau	Grün	Lila	Orange	Gelb	CHF
039825	039826	039827	039828	039829	AA -

Lager-System LaboBox

Flexibles Aufbewahrungssystem mit Racks, Boxen und einer kompatiblen Kiste. Ordnen, lagern und bewegen Sie Ihre Röhrchen sicher und einfach.



Kiste



- **Zur Lagerung und Transport von Boxen**
- **Enthält 2 Boxen pro Etage auf 3 oder 4 Ebenen, je nach Größe der Boxen**
- **Aus nicht kryokonservierungsbeständigem Polypropylen**
- **Maße (L x B x H) 185 x 175 x 200 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
764103	Kiste für System LaboBox	AA -

Die Boxen

- **Boxen mit Polycarbonatdeckel zur Aufbewahrung von Racks**
- **Beständig von - 130 °C bis + 130 °C, autoklavierbar und kryokonservierbar**
- **2 Höhen verfügbar: 43 mm oder 55 mm**

Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	Innenhöhe (mm)	CHF
764101	170 x 83 x 43	39	AA -
764102	170 x 83 x 55	49	AA -

Die Racks





- **Für Mikroröhrchen, Röhrchen bis zu einem Durchmesser von 12,5 mm und 15 mm**
- **Verfügbar in 2 Farben: durchsichtig und blau**
- **Alphanumerische Kennzeichnung**
- **Einfacher Transport**
- **Aus Polycarbonat**
- **Beständig von - 130 °C bis + 130 °C und autoklavierbar**
- **Maße (L x B x H) 164 x 76 x 28 mm**

Boden	Anzahl Wells	Für Röhrchen	Transparent	Blau	CHF
Konisch	5 x 12 (60)	1,5 ml	764095	764098	AA -
Flach	5 x 10 (50)	Ø 12,5 mm	764096	764099	AA -
Flach	4 x 9 (36)	Ø 15 mm	764097	764100	AA -


Unirack-Zweiseitenrack



Zweiseitiges Rack:
- Seite 1 für 25 Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 und 12 mm
- Seite 2 für 16 PCR-Röhrchen oder Mikroröhrchen von 0,2 bis 0,5 ml

Farben	Blau	Rot	Gelb	CHF zu 10
Art. Nr.	040784	040785	040786	AA -

1-seitiges Multitube-Rack



Rack aus Polypropylen zur einseitigen Lagerung von 24 Mikroröhrchen 1,5/2 ml, 16 Mikroröhrchen 0,5 ml, 32 Mikroröhrchen 0,2 ml.

- **Beständig bis -80 °C**
- **Transluzenter Deckel**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
879070	Rack für mehrere Röhrchen	AA -