Rack reversibel XY für 48 Mikroröhrchen

- Für 48 Mikroröhrchen zu 0,2 ml oder 0,5 ml und für 48 Mikroröhrchen zu 1,5 ml oder 2 ml (beidseitig)
- Alphanumerische Markierung 2 Laschen gleiten an beiden Seiten entlang, um die zuletzt bearbeitete Probe zu markieren
- Maße: 202 x 136 x 27 mm
- 3 Farben

Rot	Blau	Grün	CHF
441937	441938	441939	AA -


Rack mit 96 Plätzen zur Handhabung von 48 Mikroröhrchen mit offener Kappe



Doppeldrehrack Rota-Rack

- 2 angehängte Drehracks
- Alphanumerische Kennzeichnung der Racks
- Autoklavierbar
- Blau und violett
- 2 x 48 Löcher 1,5 ml
- 1 x 96 Löcher 0,2 ml
- 1 x 48 Löcher 0,5 ml

Art. Nr.	B x T x H (mm)	CHF
037993	296 x 118 x 34	AA -




Minirack Sliplock Flipper wendbar

- Für 0,5- oder 1,5- /2-ml-Mikroröhrchen auf der einen Seite und für PCR-Mikroröhrchen oder Streifen auf der anderen Seite
- Anreihbare Racks, stapelbar mit ihrem Deckel: Der Deckel wird auf zwei Racks positioniert
- Maße eines Racks ohne Deckel : 130 x 54 x 35 mm
- Maße von zwei nebeneinander stehenden Racks mit Deckel : 133 x 107 x 56 mm
- Aus Polypropylen, Vorsichtig autoklavierbar
- Temperaturbeständig von -80 °C bis + 121 °C
- Wird in 4 Farbmodulen geliefert: grün, blau, rot, gelb mit zwei Deckeln
- Für 24 Röhrchen à 1,5 oder 2 ml oder 16 Röhrchen à 0,5 ml
- Für 60 0,2 ml PCR-Mikroröhrchen (in einer Reihe von 5 x 12)
- Für eine PCR-Platte, die auf zwei Blöcken positioniert werden soll

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
840535	Satz von 4 Sliplock Flipper Racks mit zwei Deckeln	AA -





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com