
Doppelseitige Racks für Mikroröhrchen




Konfiguration A




Konfiguration B einrastbar



Konfiguration B ECO Deckel nicht inklusive



Konfiguration D



Konfiguration E

Kapazität Mikroröhrchen	Standardversion				Eco-Version	
	Konfiguration A	Konfiguration (einrastbar) B	Konfiguration D	Konfiguration E	Konfiguration B	Konfiguration B
0,2 ml	-	-	96	96	-	-
0,5 ml	8 und 32	96	96	96	96	96
1,5 ml und 2 ml	8 und 32	96	-	12	96	96
Deckel	Optional	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Optional	Optional
Alphanumerischer Index.	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Blau	-	**037574**	-	-	**048018A**	**048018**
Grün	-	**037575**	-	-	**048019A**	**048019**
Orange	-	-	-	-	**840665A**	**840665**
Rot	-	-	-	-	**038171A**	**038171B**
Rosa	-	**037576**	**038172**	-	-	-
Violett	-	-	-	-	**038173A**	**038173B**
Gelb	-	**037577**	-	-	**048020A**	**048020**
CHF	-	**AA -**	**AA -**	-	**AA -**	**AA -** Zu 10
Natur	-	**037573**	-	-	**048017A**	**048017**
CHF	-	**AA -**	-	-	**AA -**	**AA -** Zu 10
Bunte Farben	-	**037578**	-	-	-	-
CHF	-	**AA -** Zu 5	-	-	-	-
Neonblau	-	-	-	-	**038168A**	**038168B**
Neongrün	-	-	**038169**	-	**038169A**	**038169B**
Neonorange	-	-	**038170**	**038178**	**038170A**	**038170B**
Neonpink	-	-	-	-	**038172A**	**038172B**
Neongelb	-	-	-	-	**038174A**	**038174B**
CHF	-	-	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -** Zu 10
Bunte Farben	**045450**	-	-	-	**038175A**	**038175B**
CHF	**AA -** Zu 5	-	-	-	**AA -** Zu 5	**AA -** Zu 10
Optionaler transparenter Deckel	-	-	-	-	**048015A**	**048015**
CHF	-	-	-	-	**AA -**	**AA -** Zu 10

- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Einfrierbar**
- **Autoklavierbar**

Konfiguration A
- Seite 1 : 32 Mikroröhrchen 1,5 / 2 ml + 8 Mikroröhrchen 0,5 ml
- Seite 2 : 32 Mikroröhrchen 0,5 ml + 8 Mikroröhrchen 1,5 / 2 ml
- Maße (L x T x H): 258 x 79 x 28 mm

Konfiguration B
- Seite 1 : 96 Mikroröhrchen 1,5/ 2 ml
- Seite 2 : 96 Mikroröhrchen 0,5 ml
- Maße (L x T x H): 242 x 120 x 47,5 mm

Konfiguration D
- Seite 1 : 96 0,2 ml Mikroröhrchen (einzeln oder in Streifen)
- Seite 2 : 96 Mikroröhrchen 0,5 ml
- Maße (L x T x H): 216 x 114 x 38 mm

Konfiguration E
- Seite 1 : 12 Mikroröhrchen 1,5 ml + 96 0,2 ml Mikroröhrchen (einzeln oder in Streifen)
- Seite 2 : 96 Mikroröhrchen 0,5 ml
- Maße (L x T x H): 216 x 114 x 38 mm

* Blau, Rot, Violett
** Blau, Neongrün, Rot, Violett, Gelb