Multirack-Racks zum Einrasten



Vierseitige Racks aus Polypropylen, die ineinander einrasten.

	Blau	Lila
L x B x H (mm)	100 x 95 x 49	100 x 95 x 49
Kapazität		
Seite 1	5 Röhrchen von 50 ml (ø 30 mm) 8 Mikroröhrchen von 1,5 ml (ø 17 mm)	16 Röhrchen zu 15 ml (ø 17 mm) 9 Mikroröhrchen von 1,5 ml (ø 12 mm)
Seite 2	26 Mikroröhrchen von 1,5 ml (ø 12 mm) 13 Mikroröhrchen von 0,5 ml (ø 8 mm)	15 Mikroröhrchen von 1,5 ml (ø 12 mm) 28 Mikroröhrchen von 0,5 ml (ø 8 mm)
Seite 3	6 Röhrchen von 15 ml (ø 17 mm) 6 Mikroröhrchen von 1,5 ml (ø 12 mm)	6 Röhrchen zu 15 ml (ø 17 mm) 6 Mikroröhrchen von 1,5 ml (ø 12 mm)
Seite 4	2 Röhrchen von 50 ml (ø 30 mm)	2 Röhrchen zu 50 ml (ø 30 mm)
Art. Nr.	**888118**	**888119**
CHF	**AA -**	**AA -**

Satz von 4 Multi-tubes-Racks auf Tablett



Dieses geniale, vielseitig einsetzbare Set ist auf dem Labortisch unverzichtbar, da es sich für alle Konfigurationen eignet. Besteht aus einem Tablett und einem Satz von 4 Racks aus Polypropylen mit 4 Seiten :

- 1 Seite für 12 0,5 ml-Mikroröhrchen (ø 10 mm)
- 1 Seite für 9 Kryoröhrchen (ø 11 mm) oder 9 Mikroröhrchen 1,5 ml / 2 ml
- 1 Seite für 6 Röhrchen 15 ml (Ø 17 mm)
- 1 Seite für 2 50 ml- Röhrchen (ø 30 m)

➤ **Jedes Rack ist individuell nutzbar**

➤ **Bunte Farben**

➤ **Einsetzbar von -80 °C bis +115 °C**

➤ **Inklusive Transport- (oder Lager-) Tablett**


➤ **(L x B x H) Rack: 92 x 92 x 48 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045428	Satz von 4 Racks rot, blau, weiß, grün + Tablett	**AA -**
045429	4er-Set fluoreszierende Racks grün, orange, pink, gelb + Tablett	**AA -**

Mehrseitige wendebare Racks



Konfiguration A



Konfiguration B et C

Konfiguration D



➤ **Zur Aufbewahrung aller Durchmesser von Röhrchen, Mikroröhrchen, Kryoröhrchen, zur Organisation von Präparaten und zur Kennzeichnung von Röhrchen auf dem Labortisch**

➤ **Aus autoklavierbarem Polypropylen**

➤ **Geeignet für Wasserbad und Tiefkühlgeräte**

➤ **Konfiguration A - 4 Seiten für :**
- 32 Mikroröhrchen 0,5 ml
- 32 Mikroröhrchen 1,5 ml oder Röhrchen ø 12 mm
- 12 konische Röhrchen 15 ml Ø 17 mm
- 4 konische Röhrchen 50 ml Ø 30 mm

L x B x H : 174 x 95 x 52 mm.

➤ **Konfiguration B - 4 Seiten für :**
- 8 konische Röhrchen 50 ml Ø 30 mm
- 20 Röhrchen Ø 20 mm
- 24 konische Röhrchen 15 ml Ø 17 mm
- 40 Röhrchen Ø 13 mm

L x B x H : 198 x 114 x 95 mm.

➤ **Konfiguration C - 4 Seiten für :**
- 12 Röhrchen Ø 25 mm
- 20 Röhrchen Ø 20 mm
- 24 konische Röhrchen 15 ml Ø 17 mm
- 40 Röhrchen Ø 13 mm

L x B x H : 198 x 114 x 95 mm.

➤ **Konfiguration D - 4 Seiten für :**
- 4 konische Röhrchen 50 ml Ø 30 mm
- 10 konische Röhrchen 15 ml Ø 17 mm
- 12 Röhrchen Ø 12 mm
- 16 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2 ml

L x B x H : 108 x 113 x 113 mm.

	Konfiguration A	Konfiguration B (einrastbar)	Konfiguration C	Konfiguration D
Natur	**037559**	-	-	-
Blau	**037560**	**045431**	-	-
Grün	**037561**	**045432**	-	-
Orange	**037562**	**045433**	**045441**	-
Rosa	**037563**	**045434**	**045442***	-
Gelb	**037564**	**045436**	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-
5 Farben Gemischt	**037565**	**045437**	**045443**	**037572**
CHF zu 5	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Rot