Vierseitiges Rack

- Hergestellt aus Polypropylen
- für Röhrchen 13 und 17 mm
- 4 Seiten:
  - 12 Röhrchen 13 mm
  - 18 Röhrchen 13 mm
  - 12 Röhrchen 17 mm
  - 18 Röhrchen 17 mm
- Von Seite zu Seite oder Ende zu Ende verbindbar
- Kann im Wasserbad oder im Gefrierschrank verwendet werden
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Maße: 232 x 70 x 95 mm
- Autoklavierbar



Blau	Violett	Grün	Natur	VE	CHF/ VE	Assortiert	VE	CHF/ VE
320707	320708	320709	320710	5	AA -	320706*	5	AA -

* Blau, lila, grün, rot, natürlich.

Eckiges Pult für Röhrchennracks



Art. Nr.	Winkel	CHF
053569	Fest : 30 °	AA -
053570	Einstellbar : 25, 35, 45 °	AA -
053571	Einstellbar : 0 bis 35 °	AA -

- Besserer Pipettierkomfort
- Verringert die Muskelermüdung
- Für Racks mit einer maximalen Größe von 140 x 216 mm
- Aus Acryl

Stufenförmige Racks für Mikroröhrchen

ClearLine

- Hergestellt aus Polypropylen
- Farben rot, blau oder grün
- Stufenmodell
- Für 12 0,2-ml-Mikroröhrchen, 14 0,5-ml-Mikroröhrchen und 17 1,5-ml-Mikroröhrchen
- 5 zusätzliche Steckplätze für 1,5/2 ml Mikroröhrchen mit Verriegelungssystem
- Autoklavierbar bei 121°C





Rot	Blau	Grün	CHF
020452	020453	020454	AA -

Incu-Shaker™-Röhrchenhalter



Geneigter Röhrchenhalter für 48 Röhrchen : 18 Röhrchen 1,5 oder 2 ml / 12 Röhrchen 5 ml / 12 Röhrchen 15 ml / 6 Röhrchen 50 ml. Um das Schütteln des Inhalts der Röhrchen auf einer Schüttelplattform zu erleichtern.

- Aus Polypropylen, autoklavierbar bei 121 °C
- Maße Basis x Höhe x Halterung Röhrchen : 159 x 127 x 210 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085967	Halter Incu-Shaker	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com