MULTI-RÖHRCHEN-RACKS IN STUFEN

Universelles Stufenrack




Rack aus stoßfestem Polystyrol mit Stufen zur Aufbewahrung von :
- 5 Röhrchen 50 ml (Ø 30 mm);
- 8 Röhrchen 15 ml (ø 17 mm);
- 10 Röhrchen 5 ml(Ø 12- 13 mm);
- 12 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2 ml (ø 11 - 12 mm).

Maße Basis : 134 x 201 mm.
Höhe der Stufen (von unten nach oben) : 26, 32, 38 und 51 mm

Farben	Blau	Grün	Gelb	CHF
Art. Nr.	064012	064013	064014	AA -

Zusammensetzbare Racks mit zwei Stufen



- **Kapazität 20 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2 ml**
- **Stufe mit Nummerierung erleichtert den Zugang zu den Mikroröhrchen**
- **Zusammensetzbar**

Farben	Blau	Weiß	CHF zu 6
Art. Nr.	037541	037543	AA -

Stufenförmige Racks für 48 Mikroröhrchen



Starre Racks aus Polypropylen für 48 Mikroröhrchen.

- **Alphanumerischer Index**
- **Gummifüße**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
015170A	Rack für 48 Mikroröhrchen 0,5 ml oder 0,65 ml	AA -
015190A	Rack für 48 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2 ml	AA -

FlexiRack



- **Modulierbar je nach Anzahl der zu handhabenden Röhrchen**
- **Kompatibel mit 0,5-, 1,5-, 5-, 15- und 50-ml-Röhrchen**
- **Farbcodierung je nach Röhrchen**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
141159	Halter für 12 Röhrchen 0,5 ml, rot	5	AA -
141160	Halter für 12 Röhrchen 1,5 ml, violett	5	AA -
141161	Halter für 7 5 ml-Röhrchen, grün	5	AA -
141163	Halter für 3 Röhrchen 50 ml, orange	5	AA -