Racks für Mikroröhrchen

labcon

- für Röhrchen 1,5 und 2 ml
- Autoklavierbar
- Temperatur -190 °C bis +122 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
949862	Schwimmendes Rack für 24 Röhrchen mit Scharnierbox mit Deckel	10	100	AA -
949863	Schwimmendes Rack für 24 Röhrchen	10	100	AA -
949861	Schwimmendes Rack für 48 Röhrchen mit Scharnierbox mit Deckel	5	50	AA -



Schwimmendes Mini-Rack für 12 Mikroröhrchen

- Aus Polypropylen, autoklavierbar bei 121 °C
- Mit Haltelaschen
- für 12 Mikroröhrchen 1,5 oder 2 ml
- 9,5 cm Durchmesser passend für die meisten 100-ml-Bechergläser
- Mit oder ohne Vortex-Halterung verwendbar

Bezeichnung	Natur	Türkis	Fuschia	Neongelb	CHF
Mini Rack	088752	088753	088754	088755	AA -
Mini Rack mit Halterung	088756	088757	088758	088759	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
088760	Abnehmbare Halterung für Vortex	AA -





088760

Polypropylen-Racks

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Runde oder eckige Racks zum Temperieren, Kühlen oder Inkubieren von Mikroröhrchen.

- 4 Füße halten das Rack auf dem Labortisch
- Temperaturbeständig von -70 °C bis + 100 °C
- Autoklavierbar
- Alphanumerische Markierungen

Art. Nr.	Form	Typ Mikroröhrchen	Kapazität	Farben	(L x B x H) (mm)	CHF zu 4
029168	Viereckig	1,5 / 2 ml	16 (4 x 4)	Weiß	103 x 103 x 65	AA -
029169	Rund	1,5 / 2 ml	8	Weiß	ø 66 x 65	AA -
029170	Rund	1,5 / 2 ml	20	Weiß	ø 96 x 65	AA -



Racks für Mikroröhrchen

- Aus reinem Polypropylen, verwendbar von -80 °C bis +121 °C
- Für die Verwendung in Wasserbädern und Inkubatoren
- für 18 Röhrchen 1,5 oder 2 ml
- Nummeriertes Raster
- Griff zum halten
- H x lBx L : 40 x 90 x 133 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 5
442042	Weißes, schwimmendes Rack für Mikroröhrchen	AA -



Schwimmendes Rack mit abnehmbaren Füßen

- Hergestellt aus Polypropylen
- Abnehmbare Füße

Art. Nr.	Form	Für	Farben	CHF zu 4
037901	Quadratisch (102 mm Seitenlänge)	16 Röhrchen zu 1,5 ml	Weiß	AA -
037903	Rund (Durchmesser 68 mm)	20 Röhrchen à 1,5 ml	Weiß	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com