
SCHWIMMENDE RACKS/ FÜR FLASCHEN

Schwimmende Racks aus Schaumstoff



Schaumstoffracks für Röhrchen und Mikroröhrchen, die im Wasserbad schwimmen, mit Griff.

Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	CHF Zu 5
037544	Racks für 4 Röhrchen ø 30 mm 50 ml	Grün	AA -
037545	Racks für 8 Röhrchen ø 17 mm 15 ml	Blau	AA -
037546	Racks für 24 Mikroröhrchen 1,5 ml oder 2 ml	Gelb	AA -

Rack schwimmend für Zentrifugenröhrchen



- Schützt die Proben vor Verlust und Kontamination
- Für 28 x 1,5 bis 2 ml Zentrifugenröhrchen
- Autoklavierbar bis zu 121 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
086700	schwimmendes Rack für Zentrifugenröhrchen	AA -

Schwimmende Racks für PCR-Mikroröhrchen



- Aus rotem Schaumstoff
- Für 10 PCR-Röhrchen oder für 4 Streifen von 8 Mikroröhrchen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 10
030122	Schwimmendes Rack für 10 PCR-Röhrchen	AA -
030123	Schwimmendes Rack für 4 Streifen mit 8 PCR-Röhrchen	AA -

Schwimmendes Rack aus Schaumstoff für Mikroröhrchen



Schwimmendes Rack aus Schaumstoff, das in 500-ml-Becher passt.

- Für 18 Mikroröhrchen von 0,2 bis 1,5 - 2 ml
- Mit Griff zum Anbringen
- Durchmesser: 7,62 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 5
037594	Schwimmendes Rack aus Schaumstoff für 18 Mikroröhrchen	53,30 -

Schwimmende Racks für Mikroröhrchen



- Hergestellt aus Polypropylen
- Lasche, um die Röhrchen am Rack zu halten
- Tragegriff
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Kapazität	Maße L x T x H (mm)	VE	CHF/ VE
947717	60 Mikroröhrchen 1,5- 2 ml	269 x 77 x 43	2	AA -
088899	24 Mikroröhrchen 5 ml	170 x 79 x 54	2	AA -

Halter für Flaschen oder Ballons



- Für verschiedene Volumen von Flaschen oder Ballons
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Temperaturbereich für den Gebrauch : - 30 bis + 120 °C

Art. Nr.	Anzahl Fläschchen	Volumen (ml)	Ø x H (mm) Loch	B x T x H (mm)	CHF
446711	3	100	70 x 91	310 x 100 x 100	AA -
446706	12	100	70 x 91	384 x 265 x 98	AA -
446712	2	250	98 x 122	280 x 125 x 130	AA -
446707	6	250	98 x 122	389 x 239 x 130	AA -
446708	2	500	121 x 128	360 x 146 x 135	AA -
446709	2	1000	148 x 156	415 x 192 x 165	AA -
446710	2	2000	183 x 188	503 x 223 x 199	AA -

Auffangkorb



- Befestigungen an der Seite
- Maße: 432 x 279 x 279 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ VE
320119	Sammlerkorb blau	AA -