
Transportgehäuse

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Geschlossenes Transportsystem aus transparentem Polycarbonat zum Schutz des Benutzers während des Probentransports.

- **Wird mit Unwire-Racks verwendet**
- **Geformte innere Griffe**
- **Klammerverschlüsse sorgen für eine gute Abdichtung**
- **Entspricht dem OSHA-Standard für den Transport von Krankheitserregern**
- **Standard 29 CFR Part 1910.1030**
- **Zerlegt autoklavierbar**
- **Maße B x T x H: 370 x 185 x 173 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
028014	Box für den Transport	AA -

Transportboxen

- **Aus Polycarbonat**
- **Autoklavierbar**
- **Sicherer Verschluss durch 3 Klammern**
- **Silikondichtung**
- **Tragegriff**
- **Mitgelieferte Trennwände zum Erstellen von Fächern**
- **Maße: 380 x 196 x 160 mm**





Farben	Transparent blaue Befestigungen	Transluzentes Rot	Gelb transluzent	CHF
Art. Nr.	320096	320097	320098	AA -

Körbe aus rostfreiem Stahldraht

Runde oder quadratische Körbe aus rostfreiem Stahl mit Henkel.



Runde Körbe

Art. Nr.	Form	Ø x H (mm)	CHF
140750	Rund	140 x 140	AA -
170751	Rund	160 x 160	AA -
140754	Rund	300 x 200	AA -

Quadratische Körbe

Art. Nr.	Form	(L x B x H) (mm)	CHF
140756	Viereckig	160 x 160 x 140	AA -
140757	Viereckig	160 x 160 x 160	AA -
140758	Viereckig	200 x 200 x 200	AA -

Körbe aus Aluminium

Zum Aufbewahren oder Waschen von Glasröhrchen oder kleinem Zubehör. Autoklavierbar



Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	CHF
037621	152 x 155 x 151	AA -
037622	256 x 152 x 152	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com