Abtropfgestell aus Polystyrol

- **Anti-Schock**
- **4-mm-Stützplatte**
- **72 Plätze für Glaswaren mit einer Öffnung von 15 mm Durchmesser und 11 Plätze für Röhrchen mit 6 mm Durchmesser**
- **Die Halterungen können leicht entfernt werden**
- **Wird mit Drainageset geliefert (Anschlussstück + Schlauch)**
- **Auslaufrohre Innendurchmesser 11 mm, außen-Ø 13 mm**
- **B x T x H: 450 x 63 x 110 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
391593	Abtropfgestell aus Polystyrol	AA -

Halter aus epoxidiertem Stahl

Rack aus epoxidbeschichtetem Stahl zum Trocknen von Laborgeschirr. Besteht aus 14 gefütterten Stäben (Breite 18 mm), ideal für schwere Glaswaren, und 12 Stäben 102 mm.

- **Akzeptiert jegliches Geschirr: Röhrchen, Becher, Erlenmeyerkolben, Flaschen**
- **Mit Tropfensammelboden und Styroporrückseite**
- **Praktisch: kann auf einen Tisch gestellt oder an eine Wand gehängt werden**
- **Große Kapazität**
- **B x T x H: 430 x 480 x 170 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045842	Abtropfgestell für Geschirr aus Epoxidstahl	AA -

Wandabtropfgestelle

- **PVC-Tablett**
- **Wiederverwendbare Polypropylen-Noppen**



Maße (mm)	Anzahl Noppen – Größe der Noppen 60 mm	100 mm	150 mm	Ohne Abflussrinne Art. Nr.	CHF	Mit Abflussrinne Art. Nr.	CHF
400 x 400	5	26	2	795549	AA -	795547	AA -
500 x 500	10	39	4	795550	AA -	795548	AA -
600 x 600	15	56	6	795546	AA -	795543	AA -

Hängende Abtropfgestelle



Aus PVC-plastifiziertem Draht.

Art. Nr.	Anzahl Köpfe	(B x H) (mm)	CHF
068595	32	400 x 300	AA -
068596	48	400 x 500	AA -
068597	88	500 x 620	AA -

Abtropfgestell zum Aufstellen oder zur Wandmontage

- **Aus PVC-plastifiziertem Draht**
- **Mit 79 Köpfen und Abtropfschale**
- **H x L : 640 x 500 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068592	Abtropfgestell für den Tisch oder zum Aufhängen	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com