Nicht sterile, nicht verschlossene Röhrchen mit flachem Boden aus Polystyrol



		einzelne Röhrchen ohne Stopfen			Stopfen eingezogene Lamellen		
Volumen (ml)	Maße (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
28	ø 26 x 64	**205101**	1500	**AA -**	**326312**	6000	**AA -**
35	ø 31 x 56	**214101**	1300	**AA -**	**328312**	5000	**AA -**
54	ø 41 x 60	**223101**	800	**AA -**	**331312**	2500	**AA -**
68	ø 36 x 83	**217101**	605	**AA -**	**329312**	3800	**AA -**

Röhrchen für Drosophila



- **3 Harze :**
  - PS transparent : nicht autoklavierbar;
  - K-Harz: ideal für den Transport, sehr widerstandsfähig, nahezu unzerbrechlich, nicht autoklavierbar;
  - PP: lichtdurchlässig und autoklavierbar
- **2 Röhrchenformate :**
  - eng : 25 x 95 mm
  - breit : 28,5 x 95 mm
- **Geliefert in 100er Tabletts, 10 x 10 geordnet (5 x 100 Röhrchen pro Karton) oder lose**

		Lose			Auf einem Tablett von 100		
Material	Ø x H (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
PS	24 x 75	**789007B**	400	**AA -**	-	-	-
PS	25 x 95	**789008**	500	**AA -**	**789001B**	500	**AA -**
PS	28,5 x 95	**789009**	500	**AA -**	**789002**	500	**AA -**
K-Harz	25 x 95	**789010**	500	**AA -**	**789003**	500	**AA -**
K-Harz	28,5 x 95	-	-	-	**789004**	500	**AA -**
PP	25 x 95	**789012**	500	**AA -**	**789001PP**	500	**AA -**
PP	28,5 x 95	**789013**	500	**AA -**	**789002PP**	500	**AA -**

Röhrchen in anderen Formaten Aus Polystyrol, flacher Boden, lose.

Art. Nr.	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
205101	24 x 64	1500	**AA -**
217101	36 x 83	605	**AA -**
999021	52 x 102 (Schraubhals)	250	**AA -**
999021B	52 x 102 (Schraubhals)	320	**AA -**
080700	25 x 95	500	**AA -**
080702	28,5 x 95	400	**AA -**

Nachfüllsystem für Drosophila-Röhrchen



Nachfüllsystem für Drosophila-Röhrchen. Die Röhrchen sind auf Trays ohne Wände montiert und lassen sich in Sekundenschnelle in die Trays mit Wänden schieben.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 144
789272	Wiederverwendbarer Verteilungseinsatz mit 10 x 10 Feldern	**AA -**

Flaschen

Art. Nr.	Material	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
789220	Polystyrol	25 x 95	95 x 100	**AA -**
789222	Polypropylen	25 x 95	5 x 100	**AA -**

Nachfüll-Plattform

- **Maße (L x B): 26 x 26 cm**

Schwarz	Blau	Grün	Rot	Weiß	VE	CHF/ VE
789223	**789224**	**789225**	**789226**	**789227**	12	**AA -**