Droso-plugs™

- **Ultradichte Zellstruktur : 92,1 kg/m²**
- **Einfaches Schließen**
- **Wiederverwendbar (waschbar)**

Art. Nr.	Stopfen für	VE	CHF/ VE
789190	Flasche	1536	AA -
789215	Kunststoff Flasche	2560	AA -
789193	Schmale Röhrchen	6760	AA -
789194	Breites Röhrchen	4840	AA -



Plugs-Verschlüsse

- **Mottenstopp-Stopfen**
- **Aus dichtem Zelluloseacetat für Drosophila-Röhrchen und -Flaschen**
- **Bessere Barriere als Baumwolle oder Rayon**

Art. Nr.	Stopfen für	VE	CHF/ VE
789034	Kunststoff Flaschen ø 38 mm	1000	AA -
789035	Röhrchen ø 28,5 mm	1000	AA -
789036	Röhrchen ø 25 mm	1000	AA -
789037	Glas Flaschen ø 22 mm	1000	AA -





Tabelle zur Kompatibilität von Röhrchen / Stöpseln



	789034	789035	789036	789037	789028	789038	789042	789044	789043	789041	789046	789045
Röhrchen 24 x 75 mm				x			x			x	x	x
Röhrchen 25 x 95 mm			x				x			x	x	x
Röhrchen 28,5 x 95 mm		x			x			x			x	x
PP-Flasche rund 64 x 103 mm Art. Nr. 789020	x					x					x	x
PP-Flasche rund 60 x 130 mm Art. Nr. 789021	x					x					x	x
Quadratische PP-Flasche 57 x 103 mm Art. Nr. 789022	x					x					x	x
Quadratische PE-Flasche 57 x 103 mm Art. Nr. 789025						x					x	x
Quadratische PE-Flasche 57 x 103 mm Art. Nr. 789024	x					x					x	x
Glasflasche Art. Nr. 789040									x		x	x

Racks aus Karton für Drosophila-Röhrchen


- **Für Drosophila-Röhrchen**
- **Im Karton mit oder ohne Trennwände für 100 Röhrchen**
- **In Schachteln mit 50 Racks**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
789016	Tablett einzeln für Röhrchen Ø 25 mm	50	AA -
789017	Tablett einzeln für Röhrchen Ø 28,5 mm	50	AA -
789018	Trennwände für Röhrchen Ø 25 mm	50	AA -
789019	Trennwände für Röhrchen Ø 28,5 mm	50	AA -

Tabletts aus Edelstahl

- **Tabletts werden ohne Trennwände verkauft, bitte separat bestellen**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
789217	Edelstahltablett für 10 x 10 Röhrchen 25 mm	AA -
789218	Edelstahltablett für 10 x 10 Röhrchen 28,5 mm	AA -
789272	Rack für Plattformen 789217 und 789218 (zu144)	AA -



PANSERIN S2: Proteinfreies Kulturmedium für Drosophila-Zellen (S2 in Suspension) in 100 und 500 ml: siehe Seite 116

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com