Lagerflasche für Drosophila



789022B und 789024B | 789021 | 789040

- Wiederverwendbare Kunststoff-Flaschen
- 789024B im neuen Look: nehmen alle Verschlüsse auf, bessere Sichtbarkeit, 12,5 ml Teilungsintervall
- 3 Materialien :
  - aus Polyethylen: gute Transparenz und weicher Hals, nicht autoklavierbar;
  - aus Polypropylen: transparent, steifer Hals, autoklavierbar;
  - aus Glas: für sehr lange Verwendungen, autoklavierbar

Art. Nr.	Material	Form	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Anpassbarer Verschluss	VE	CHF/ VE
789021	PP	Rund	237	64 x 130	Universell	250	AA -
789022B	PP	Quadratisch	177	57 x 103	Universell	250	AA -
789024B	PE	Quadratisch	177	57 x 103	Universell	250	AA -
789040	Glas	Rund	-	63 x 136*	Papier Cover + Droso-Plug	60	AA -

* Höhe: 136 mm / ø Basis : 63 mm
ø Höhe auß. : 55,5 mm/ ø Höhe in. : 42 mm / Oberer Innen-ø des Randes: 35,2 mm

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
789053	Aluminiumtablett für 4 x 5 Flaschen	AA -

Graue Stopfen aus Schaumstoff ClearLine®



- Aus Polyetherschaum P2560
- Wiederverwendbar
- Relativ glatte Oberfläche, die das Markieren mit einem Filzstift ermöglicht
- Dichte 25 kg/m³
- Tragfähigkeit 6,3 kPa

Art. Nr.	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
999046CL	50	50	100	AA -
999047CL	40	40	100	AA -
999048CL	26	30	100	AA -

Bälle und Schnüre aus Baumwolle oder Rayon



- Zum Verschließen von Drosophila-Flaschen und -Röhrchen
- Die Schnüre werden auf die ausgewählten Maße zugeschnitten

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
789041	Viskosekugel für 25 mm Röhrchen	2000	AA -
789042	Baumwollkugel für 25 mm Röhrchen	2000	AA -
789043	Baumwollkugel für 28,5 mm Röhrchen	2000	AA -
789044	Baumwollkugel für Flasche	2000	AA -
789301	Baumwollkugel für XL-Flasche	1000	AA -
789302	Stopfen aus Kunstseide für XL-Flasche	2000	AA -
789045	Rolle Faden aus Kunstseide	7,5 kg	AA -
789046	Rolle Faden aus Baumwolle	7,5 kg	AA -

Weiße oder graue Schaumstoffstöpsel



- Wiederverwendbar
- Farbe weiß oder grau
- Relativ glatte Oberfläche, die das Markieren mit einem Filzstift ermöglicht

Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	VE	CHF/ VE
330070	Stopfen aus Schaumstoff ø x H = 36 x 40 mm	Weiß	605	AA -
999036	Stopfen aus Schaumstoff ø x H = 50 x 50 mm	Grau	100	AA -

Gaze Cheese cloth



- Aus 100 % gewebter Baumwolle
- 28 x 24 Fäden pro Quadrat inch
- Entfaltet : 91,4 cm x 64 m

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
789056	Gaze Cheese cloth	AA -