Filtergewebe

Filtergewebe aus Edelstahl

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
789048	Filtergewebe Edelstahl 97 µm	AA -

Filtergewebe aus NITEX-Nylongewebe

Art. Nr.	Porengröße (µm)	Anwendungen	CHF
074002	500	Rückgewinnung von Erwachsenen	AA -
074004	250	Diverses	AA -
074007	100	Rückgewinnung von Embryonen	AA -
074010	50	CO-Filter$_2$ und Filter für nukleare Trümmer während der Vorbereitung der Larven	AA -
074013	30	Diverses	AA -

Aus rostfreiem Stahl oder Nylon.



Droso-Füllvorrichtung

Vorrichtung zum Einfüllen von Futter für Röhrchen.

- **Um 100 Röhrchen mit dünnem Durchmesser zu füllen**
- **Um 100 Röhrchen mit großem Durchmesser zu füllen**
- **Um 25 quadratische Flaschen mithilfe des Tabletts auf einmal zu füllen**

Art. Nr.	Für	Geeignete Röhrchen (mm)	Außenmaße (cm)	Innenmaße (cm)	Abstand zwischen den Löchern (cm)	CHF/ VE
789166	Dünne Röhrchen	Ø 25	31,4 x 34,9 x 29,2	26 x 27,9 x 14	2,54	AA -
789167	Breite Röhrchen	Ø 28,5	35,5 x 36,8 x 30,5	29,8 x 30,2 x 14	3,17	AA -
789168	Quadratische Flaschen	57 x 57	35,5 x 36,8 x 30,5	29,8 x 30,2 x 14	5,71	AA -



Legekäfig für Drosophila

Art. Nr.	Modell	Ø x H (cm)	Petrischalen	VE	CHF/ VE
789127	Mini	3,75 x 5,8	ø 35 mm	4	AA -
789066	Small	5,6 x 7,6	ø 60 mm	4	AA -
789092	Large	8,75 x 14,8	ø 100 mm	4	AA -

Ersatzverschluss

Art. Nr.	Modell Verschluss	VE	CHF/ VE
789128	Für Legekäfig Modell Mini (789092)	8	AA -
789123	Für Legekäfig Modell Small (789066)	8	AA -
789120	Für Legekäfig Modell Large (789092)	8	AA -

- **Aus langlebigem Acryl**
- **Käfig aus weichem LDPE**
- **Käfige für Fliegenembryonen**
- **97 µm Edelstahlfilter zur Erleichterung der Atmung und zur Beseitigung von Kondensation**
- **Mit weicher LDPE-Kappe, die eine Petrischale aufnimmt**
- **Die Schachtel wird sicher im Deckel gehalten**
- **Nur mit Seifenwasser zu reinigen, nicht mit Ethanol oder anderen Alkoholen waschen**



Klebefolie GeneSeal

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
789163	GeneSeal Folie für Röhrchen ø 24 mm - Rolle 192 m	AA -
789164	GeneSeal Folie für Röhrchen ø 28,5 mm - Rolle 192 m	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com