Zubehör für Drosophila (Fortsetzung)

CO_2 Regulator

- **Verbindung für Röhrchen Innen-Ø 3,2 mm**
- **Kühlerversion speziell für hohe CO_2-Flüsse geeignet, um die Gefahr des Einfrierens des Mechanismus zu begrenzen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
789296	CO_2-Regler 1 Weg aus Kupfer verchromt	**AA -**
789300	Heizkörper-CO_2-Regler mit Durchflussmesser	**AA -**



Einfache Version



Heizkörperversion

Agar für Drosophila

Standard-Agar

- **Wird in der Lebensmittelindustrie verwendet, hervorragende Dispersions-, Stabilisierungs-, Verdickungs- und Gelierungseigenschaften**
- **Wird in vielen Techniken verwendet**
- **Schmelzen bei 85 - 90 °C / Gelieren bei 34 - 38 °C**

Agar Typ II

- **Agar USP, Grundbestandteil von Fliegenfutter**
- **Dim 100 mesh**
- **Kontrolle von Charge zu Charge**
- **Wird bei der Zugabe von Antibiotika verwendet - Moorhead-Agar**

Volumen (kg)	Standard-Agar	CHF	Agar Typ II	CHF
5	**789148**	**AA -**	**789150**	**AA -**
10	**789149**	**AA -**	**789201**	**AA -**
25	**789199**	**AA -**	**789202**	**AA -**
50	-	-	**789203**	**AA -**



Nutri-Fly-Medien

Standardmedien für Drosophila

- **Bloomington- oder Melasse-Formulierungen, geliefert in versiegelten Beuteln oder Eimern**
- **Geeignet für große und kleine Mengen an Drosophila-Medien**
- **Die Inhaltsstoffe sind die von der Indiana University genannten Drosophila Stock Center Bloomington**

Zusammensetzung	Bloomington	Melasse
Maisgrieß	x	x
Inaktive Nährhefe	x	x
Agar Nutri-Fly, Gelidium	x	x
Extrakte aus Maissirupen	x	
Sojamehl	x	
Feste Melasse	x	x

Art. Nr.	Formulierung	Endvolumen pro Einheit (l)	Verpackt zu	CHF
789210	Bloomington	1	10 Beutel	**AA -**
789211	Bloomington	10	10 Beutel	**AA -**
789313	Bloomington	100	1 Eimer	**AA -**
789238	Melasse	1	10 Beutel	**AA -**
789233	Melasse	10	10 Beutel	**AA -**
798315	Melasse	100	1 Eimer	**AA -**



Standardmedium



Formulierung Medium German



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com