Nunc Kryoröhrchen





Nunc Qualität und Zuverlässigkeit
Röhrchen aus Polypropylen zur Aufbewahrung von Proben bei kryogenen Temperaturen. Alle Kryoröhrchen sind in Verpackungseinheiten lieferbar. Nunc Kryoröhrchen können im Gefrierschrank oder unter Flüssigstickstoffdampf verwendet werden. Beim Eintauchen in Flüssigstickstoff muss unbedingt die Cryoflex-Hülle verwendet werden.

- **Steril, nicht pyrogen, nicht toxisch**
- **Einsetzbar bis zu - 196 °C**
- **Version mit Innengewinde mit Silikondichtung oder abgedichtetes Außengewinde ohne Dichtung**
- **Durchmesser: 12,5 mm**
- **Mit oder ohne Flügel an der Unterseite, zum einhändigen Öffnen von Röhrchen im speziellen selbstsichernden Rack**
- **Möglichkeit, einen farbigen Einsatz in den Verschluss einzufügen**

Kryoröhrchen mit Silikondichtung, internem Schraubengewinde und Beschriftungsfläche

Art. Nr.	Vol. (ml)	Höhe (mm)	Boden	Auto-stabil	Flügel	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055001	1	43	Konisch	Ja	Nein	50	2000	AA -
055002	1	43	Konisch	Ja	Ja	50	2000	AA -
055003	1,8	48	Rund	Ja	Nein	50	1800	AA -
055004	1,8	48	Rund	Nein	Nein	50	2000	AA -
055005	1,8	48	Rund	Ja	Ja	50	1800	AA -
055006	3,6	72	Rund	Nein	Nein	50	1600	AA -
055007	3,6	72	Rund	Ja	Ja	50	1600	AA -
055008	4,5	92	Rund	Nein	Nein	50	1200	AA -
055009	4,5	92	Rund	Ja	Ja	50	1200	AA -



Kryoröhrchen mit Außengewinde und Beschriftungsfläche

Art. Nr.	Vol. (ml)	Höhe (mm)	Boden	Auto-stabil	Flügel	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055011	1	40	Konisch	Ja	Ja	50	2000	AA -
055013	1,8	50	Rund	Ja	Ja	50	1800	AA -
055014	4,5	91	Rund	Ja	Ja	50	1200	AA -

Kryoröhrchen mit Außengewinde ohne Beschriftungsfläche

Art. Nr.	Vol. (ml)	Höhe (mm)	Boden	Auto-stabil	Flügel	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055015	1,2	40	Konisch	Ja	Ja	50	2000	AA -
055016	1,8	50	Rund	Ja	Ja	50	1800	AA -
055017	4,5	91	Rund	Ja	Ja	50	1200	AA -

Farbkodierte Einsätze

Farbcodierte Einsätze zum Einsetzen in den Verschluss, mit Beschriftungsfläche und Einkerbung zum Greifen des Röhrchens oder Entfernen der Tablette.

Farben	Weiß	Blau	Rot	Grün	Gelb	Orange	Rosa	Lila	Grau	Braun	Assortiert	CHF Box zu 500
Art. Nr	055018	055019	055020	055021	055022	055023	055024	055025	055026	055027	055028	AA -

Stor-It Nunc Aufbewahrungsröhrchen





Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um die Thermo Scientific Aufbewahrungsanleitung.

- **Zur Aufbewahrung von Produkten in hochwertigen Röhrchen**
- **Selbststabilisierend, Sternförmige Füße**
- **Nicht montierte Polyethylenkappen**
- **Aus Polypropylen, einfrierbar bei -196 °C (Stickstoffdampf)**
- **Nicht steril**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Markierungsfläche	Boden	VE	CHF/ VE
056521	1	12,5 x 41	Ja	Konisch	500	AA -
055465	1,8	12,5 x 48	Ja	Rund	450	AA -
056522	4,5	12,5 x 91	Ja	Rund	300	AA -

Racks

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
055038	Selbstblockierendes Rack für 40 Röhrchen	AA -

Racks für Kryoröhrchen



- **Aus autoklavierbarem Polycarbonat**
- **Mit Nocken an 40 Stellen zur Arretierung der Flügelkryoröhrchen, sodass sie mit einer Hand ein- und ausgeschraubt werden können (200 x 100 mm)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
055038	Selbstblockierendes Rack blau 40 Löcher	AA -