Nalgene Kryoröhrchen

Kryoröhrchen aus Polypropylen mit einem äußeren Schraubverschluss aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Mit oder ohne Graduierung. Sterile Modelle sind mit Gammastrahlen sterilisiert, nicht pyrogen und nicht zytotoxisch. Nicht sterile Modelle sind nicht autoklavierbar.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Maße (mm)	Grad.	Steril	Verpackt zu	CHF/ VE
028001	1,2	13,5 x 38	Ja	Ja	25	AA -
028038	2	13,5 x 48	Ja	Ja	25	AA -
028039	5	13,5 x 92	Ja	Ja	10	AA -

* Alle Cryovials sind in Boxen lieferbar

Art. Nr.	Vol. (ml)	Maße (mm)	Grad.	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ Box
028040	1,2	13,5 x 38	Ja	Ja	1000	1000	AA -
028041	2	13,5 x 48	Ja	Ja	1000	1000	AA -
028042	1,2	13,5 x 38	Nein	Nein	1000	1000	AA -
028043	2	13,5 x 48	Nein	Nein	1000	1000	AA -

Aluminiumstab für Nalgene Kryoröhrchen

Stab für Kryoröhrchen zur Verwendung in Kryokonservatoren oder in Dewars. Jeder Stab vervollständigt sich durch einen farbigen Aluminiumreiter zur Identifizierung.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 12
029087	Stange Länge 290 mm für 5 Kryoröhrchen	AA -
029088	Stange Länge 300 mm für 6 Kryoröhrchen	AA -

Gehrungen für Aluminiumstab

Farben	Weiß	CHF zu 100
Art. Nr.	029089	AA -






Einsätze


Tabs

Farbkodierte Einsätze für Nalgene Cryovials

Einsätze in Identifikationsfarben zum Einsetzen in den Verschluss.

Farben	Weiß	Gelb	Blau	Grün	Rot	CHF zu 100
Art. Nr.	028111	028112	028113	028114	028115	AA -


Aluminium Stab

WEB

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um die Thermo Scientific Aufbewahrungsanleitung.

Rack für Kryoröhrchen



Selbstblockierendes Rack mit 5 Reihen à 10 Röhrchen. Aus weißem Polycarbonat. L x B x H : 192 x 102 x 28 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	Kryoröhrchen-Kapazität	CHF
028045	Rack für Kryoröhrchen	5 x 10	AA -

Abschließbare Racks für Nunc- und Nalgene-Kryoröhrchen



- **Aus Polycarbonat**
- **Kompatibel mit Nunc- und Nalgene-Kryoröhrchen**
- **Für 48 Kryoröhrchen mit Innengewinde oder 24 Kryoröhrchen mit Außengewinde**
- **Scharnierdeckel mit Verriegelungssystem**
- **Standardformate**
- **Für die Lagerung in Flüssigstickstoffdampf**

Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	CHF Zu 10
056794	Abschließbares Rack für Kryoröhrchen 1 - 2 ml	128 x 86 x 55	AA -
056795	Abschließbares Rack für Kryoröhrchen 3,6 - 5 ml	128 x 86 x 96	AA -

Kryoröhrchen System 100

1- oder 1,5-ml-Kryoröhrchen aus Polypropylen mit Außengewinde. Zur Lagerung von Proben in mechanischen Gefrierschränken oder in der Stickstoffdampfphase. Schraubkappe mit Dichtung, um eine bessere Abdichtung zu gewährleisten.

- **Zentrifugierbar bis zu 8000 g**
- **Sterilisiert durch Gammastrahlen**
- **Selbststabilisierend**

Cyto-toxic Pyrogen

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
028048	Kryoröhrchen 1 ml Syst. 100	12 x 38	25	500	AA -
028049	Kryoröhrchen 1,5 ml Syst. 100	12 x 48	25	500	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com