Kryoröhrchen mit verstärkter Abdichtung

Kryoröhrchen mit Außengewinde und flacher Dichtung (Stülpdeckel)



Kryoröhrchen mit Schraubengewinde innen mit flacher Dichtung (eingezogener Stopfen)



Sterile Kryoröhrchen aus Polypropylen.
Die Modelle 102027N, 102028N, 102051N besitzen eine zylindrische Silikondichtung, nicht eine flache, wie bei den meisten Kryoröhrchen.
Diese Dichtung sorgt für eine verstärkte Abdichtung und mehr Sicherheit.

- **Gezahnter Rand, um das Röhrchen im Rack zu klemmen**
- **Graduierte Röhrchen mit Identifikationsschild**
- **Steril**

DNase RNase · Pyrogen

Kryoröhrchen mit Außengewinde und flacher Dichtung (Stülpdeckel)

Art. Nr.	Volumen (ml)	Boden	Rand	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
039261	1,2	Konisch	Ja	12,5 x 43	100	100	**AA -**
039262	2	Rund	Nein	12,5 x 48	100	100	**AA -**
039263	2	Rund	Ja	12,5 x 49	100	100	**AA -**
039264	3	Rund	Ja	12,5 x 72	100	100	**AA -**
039265	4	Rund	Ja	12,5 x 76	100	100	**AA -**
039266	5	Rund	Ja	12,5 x 93	100	100	**AA -**

Kryoröhrchen mit Außengewinde und autostabil (Stülpdeckel)

Art. Nr.	Volumen (ml)	Boden	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
039267	10	Rund	17 x 84	50	50	**AA -**

N.B. : Für das 10-ml-Kryoröhrchen Ref. 039267 sind keine Farbeinsätze erhältlich

Kryoröhrchen mit Innengewinde und roter Zylinderdichtung

Die zylindrische statt einer flachen Dichtung erhöht die Dichtigkeit und Sicherheit des Röhrchens.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Boden	Rand	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
039900N	1,2	Rund	Ja	12,5 x 41	100	100	**AA -**
102027N	2	Rund	Nein	12,5 x 49	100	100	**AA -**
102028N	2	Rund	Ja	12,5 x 48	100	100	**AA -**
102051N	5	Rund	Nein	12,5 x 90	100	100	**AA -**

Kryoröhrchen mit Außengewinde und flacher Dichtung (eingezogener Verschluss)

Art. Nr.	Volumen (ml)	Boden	Rand	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930487	1,2	Konisch	Ja	12,5 x 41	100	100	**AA -**
930488	2	Rund	Ja	12,5 x 48	100	100	**AA -**
930489	2	Rund	Nein	12,5 x 48	100	100	**AA -**
930490	4	Rund	Nein	12,5 x 70	100	100	**AA -**
930491	4	Rund	Ja	12,5 x 72	100	100	**AA -**
930492	5	Rund	Nein	12,5 x 90	100	100	**AA -**

Einsätze für Kryoröhrchen

Farben	Weiß	Blau	Rot	Grün	Gelb	Braun	Grau	Lila	Orange	Violett	Rosa	Assortiert*	**Verpackt zu**	**VE**	**CHF/ VE**
Art. Nr.	**039857**	**039858**	**039859**	**039860**	**039861**	**039862**	**039863**	**039864**	**039865**	**039866**	**039867**	**039801**	100	500	**AA -**

* : weiß, blau, rot, grün, gelb

Kryoröhrchen mit Außengewinde

- **Steril**
- **Polypropylen Graduiert**
- **Gezahnter Rand für das Klemmen im Rack**
- **Ausgezeichnete Wasserfestigkeit**
- **Stülpbare Schraubkappe eliminiert das Risiko einer Kontamination**
- **Außengewinde**
- **Ohne Dichtung**
- **Mit Siegellippe**

DNase RNase · Pyrogen

Art. Nr.	Volumen (ml)	Boden	Rand	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
039795	1,2	Konisch	Ja	12,5 x 41	100	**AA -**
039796	2	Rund	Nein	12,5 x 46	100	**AA -**
039797	2	Rund	Ja	12,5 x 48	100	**AA -**
039798	3	Rund	Ja	12,5 x 70	100	**AA -**
039799	4	Rund	Ja	12,5 x 76	100	**AA -**
039800	5	Rund	Ja	12,5 x 90	100	**AA -**
039801	Sortiment 100 Einsätze in jeder Farbe : weiß, blau, rot, grün und gelb				5 x 100	**AA -**

Kryoröhrchen mit Außengewinde



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com