KRYORÖHRCHEN

Kryoröhrchen mit Kappe mit Außengewinde und roter Zylinderdichtung



- Verschluss mit interner Siegellippe und Silikondichtung
- Siegellippe verhindert, dass sich die Dichtung verzieht
- Breite Markierungsfläche
- Verschluss 1/4 Drehung
- Hohlstopfen für eine "Farbkodierung" mit den Einsätzen
- Zentrifugierbar bis 17000 g
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Lieferung in versiegelten Beuteln zu 100 Kryoröhrchen

Art. Nr.	Volumen (ml)	Boden	Rand	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
040264	1,2	Konisch	Ja	12,5 x 41	100	AA -
040265	2	Rund	Nein	12,5 x 49	100	AA -
040266	2	Rund	Ja	12,5 x 48	100	AA -
040267	3	Rund	Ja	12,5 x 70	100	AA -
040268	4	Rund	Ja	12,5 x 72	100	AA -
040269	5	Rund	Ja	12,5 x 90	100	AA -

ECO-Kryoröhrchen zum einfrieren



Sicherheit und hohe Qualität zum kleinen Preis.

- Hergestellt aus Polypropylen
- Große weiße Markierungsfläche
- Graduiert
- Wasserdicht
- Durch Strahlung sterilisiert
- Externe Schraubkappe
- Einsetzbar bis zu -196 °C

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
224000K	1,8	11,36	45,7	2 x 500	AA -
224001	4,5	11,36	86,5	500	AA -

TPP-Kryoröhrchen



- Beschriftungsfeld auf dem Verschluss
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Rand
- Für die Verwendung in der Dampfphase
- Schraubkappe Ende ohne Dichtung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
089012	1,2	12 x 37	100	AA -
089020	2	12 x 48	100	AA -
089040	3,8	12 x 75	100	AA -
089050	4,5	12 x 90	100	AA -

Einsätze für TPP-Kryoröhrchen

Weiß	Blau	Gelb	Grün	Lila	Rot	CHF
089801	089802	089803	089804	089805	089806	AA -

Nicht sterile Kryoröhrchen



- Außengewinde
- Aus ultraklarem Polypropylen
- Stopfen aus Polyethylen, mit integrierter Siegeldichtung

Nicht sterile Kryoröhrchen ohne Kappe

Art. Nr.	Volumen (ml)	Rand	VE	CHF/ VE
064096	0,4	Nein	1000	AA -
064097	0,4	Ja	1000	AA -
064093	1	Nein	1000	AA -
064094	1,5	Nein	1000	AA -
064095	3,5	Nein	1000	AA -

Kappen für nicht sterile Kryoröhrchen

Farben	Natur	Blau	Orange	Grün	Lila	Rot	Weiß	Gelb	CHF zu 200
Art. Nr.	064085	064086	064087	064088	064089	064090	064091	064092	AA -