KRYORÖHRCHEN

CryoElite™ Kryoröhrchen für Gewebeproben

Kolben mit großer Öffnung zum Schneiden von Stoffen.

- **Aus reinem Polypropylen kryogen Grad mit Low Retention**
- **Selbststabiler Boden**
- **Maße mit Verschluss (Ø x H): 22 x 24 mm**
- **Einsatztemperatur : -196 °C bis + 121 °C**
- **Steril, nicht mutagen, USP Klasse VI getestet**
- **Autoklavierbar**

Cyto-toxic · Pyrogen · DNase RNase · Endo-toxin

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
054861	Gewebekolben CryoElite™ 5 ml	25	250	AA -



CryoFile™-Gefrierboxen

- **Hydrophober Karton**
- **Maße (L x B x H) 130 x 130 x 25 mm**
- **Nummerierte Plätze von 1 bis 25**
- **Stapelbar :**
  2 Cryofile-Boxen können in einem Standard-Rack gestapelt werden
- **Min. Einsatztemperatur: -196 °C**

Farben	Weiß	Rot	Blau	Grün	Gelb	Rosa	CHF
Art. Nr.	054862	054863	054864	054865	054866	054867	AA -



2,5-ml-Gefrierflasche für Biopsie

- **Breite Öffnung**
- **Kapazität 2,5 ml**
- **Steril oder nicht steril**
- **Verschluss Naturfarbe**
- **H x L : 29 x 21 mm**
- **Durchmesser Körper : 16 mm**
- **Mit Rand, selbststabil**
- **Zum Einfrieren -80 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
064051	Sterile Flasche 2,5 ml	500	AA -
064098	Nicht sterile Flasche 2,5 ml	1000	AA -



Farbige Kappen für Biopsieflaschen

Natur	Blau	Orange	Grün	Lila	Rot	Weiß	Gelb	CHF zu 1000
064100	064101	064102	064103	064104	064105	064106	064107	AA -



Gefrierboxen für Fläschchen


- **Für 25 Flaschen**
- **133 x 133 x 32 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
064052	Gefrierbox für 25 Biopsieflaschen	12	AA -
064052A	Gefrierbox für 25 Biopsieflaschen	1	AA -

Transportrack für Fläschchen

- **Aus HIPS-Polystyrol**
- **Für 50 Röhrchen Ø 16,5 mm**
- **Alphanumerische Kennzeichnung**
- **Maße: 30 x 15 x 2,5 cm**
- **Mit 2 Tragegriffen**
- **Stapelbar**
- **Zum Öffnen von Röhrchen mit einer Hand**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
064049	Transportgestell für Biopsieflaschen	1	AA -



Gefrierflasche 15 ml

15 ml Flasche aus Polypropylen. Schraubkappe aus hochdichtem Polyethylen.

- **Breite Öffnung**
- **Einsatztemperatur : - 80 °C**
- **Ø x H: 33 x 47 mm**

Cyto-toxic · Pyrogen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
028044	Gefrierflasche 15 ml steril	75	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com