Gefrierboxen für Kryoröhrchen oder verschiedene Röhrchen aus plastifiziertem Karton

Boxen aus wasserabweisendem Karton, die mit einer farbigen, plastifizierten Folie überzogen sind, die absolut wasserdicht ist.

- **Ideal für sehr niedrige Temperaturen**
- **Identifikationsfarben**
- **Große Auswahl an lagerbaren Röhrchenmaße**
- **L x B mit Deckel: 136 x 136 mm**

Achtung: Trennwände (Raster) müssen separat bestellt werden.




Für	PCR-Mikroröhrchen 0,2 ml	Mikroröhrchen 0,5 ml	Kryoröhrchen 1 und 2 ml und Mikroröhrchen 1,5 und 2 ml	Kryoröhrchen 4 ml	Kryoröhrchen 5 ml	Verschiedene Röhrchen
Boxen ohne Trennwand						
Kapazität	196	169	100	100	100	100
Höhe Box mit Deckel (mm)	32	32	50	75	100	130
Weiß	**039562**	**039562**	**039504**	**039509**	**039514**	**039519**
Gelb	**039563**	**039563**	**039505**	**039510**	**039515**	**039520**
Blau	**039564**	**039564**	**039506**	**039511**	**039516**	**039521**
Grün	**039565**	**039565**	**039507**	**039512**	**039517**	**039522**
Rot	**039566**	**039566**	**039508**	**039513**	**039518**	**039523**
CHF die Box ohne Trennwand	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Separatoren einzeln						
Für 196 PCR-Mikroröhrchen ø 8 mm 0,2 ml (14 x 14)	**039575**	-	-	-	-	-
Für 169 Mikroröhrchen 0,5 ml ø 9 mm (13 x 13)	-	**039576**	-	-	-	-
Für 100 Röhrchen ø 12,5 mm Kryoröhrchen	-	-	**039524**	**039530**	**039530**	**039536**
Für 81 Röhrchen ø 13,5 mm	-	-	**039525**	**039531**	**039531**	**039537**
Für 49 Röhrchen ø 17 mm	-	-	**039526**	**039532**	**039532**	**039538**
Für 36 Röhrchen ø 22 mm	-	-	**039527**	**039533**	**039533**	**039539**
Für 25 Röhrchen ø 24 mm	-	-	**039528**	**039534**	**039534**	**039557**
Für 16 Röhrchen ø 30 mm	-	-	**039529**	**039535**	**039535**	**039541**
CHF Trennwand	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Gefrierboxen für Kryoröhrchen aus Karton

Boxen aus wasserabweisendem Karton zur Aufbewahrung von Kryo- und Mikroröhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Trennwände sind in den Boxen vormontiert.


Art. Nr.	Boxen für	L x B x H (mm)	Anzahl Plätze	VE	CHF/ VE
056239	Kryoröhrchen 1 bis 2 ml	75 x 75 x 50	25 (5 x 5)	24	**AA -**
039500	Kryoröhrchen 1 bis 2 ml	130 x 130 x 50	81 (9 x 9)	48	**AA -**
039501	Kryoröhrchen 3,6 bis 5 ml	130 x 130 x 75	81 (9 x 9)	30	**AA -**
039502	Kryoröhrchen 1 bis 2 ml	145 x 145 x 50	100 (10 x 10)	42	**AA -**
039503	Kryoröhrchen 3,6 bis 5 ml	145 x 145 x 75	100 (10 x 10)	30	**AA -**



Gefrierboxen aus Karton für verschiedene Röhrchen

Boxen aus wasserabweisendem Karton zur Aufbewahrung von Fläschchen, Ampullen, Reagenzgläsern mit ø 14 mm oder 16 mm, Zentrifugenröhrchen mit 15 ml und 50 ml.

Art. Nr.	L x B x H (mm)	ø Röhrchen (mm)	Max. Höhe Röhrchen (mm)	Kapazität Röhrchen	CHF
245002	130 x 130 x 50	14	47	64	**AA -**
245003	130 x 130 x 71	14	70	64	**AA -**
245004	130 x 130 x 50	16	47	49	**AA -**
245005	130 x 130 x 71	16	70	49	**AA -**
039700	122 x 122 x 127	17,5	127	25 Röhrchen 15 ml Typ Falcon®	**AA -**
039702	122 x 122 x 127	30	127	9 Röhrchen 50 ml Typ Falcon®	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com