
Cryoboxen aus Polycarbonat CryoGen® Box



Für 81 Kryoröhrchen 1 und 2 ml




±196 °C bis ±121 °C

Polycarbonatboxen für die Lagerung von ClearLine®.-Kryoröhrchen.

- **Box, Gitter und Deckel aus Polycarbonat**
- **Transparenter Deckel, mit digitaler Markierung der Stellplätze,**
- **Erhältlich für alle ClearLine®-Kryoröhrchenvolumen in : 25 und 81 Plätze : farbiges Raster, weißer Hintergrund / 100 Plätze: weißer Hintergrund mit Noppen**
- **Einsetzbar von -196°C bis 121°C, autoklavierbar für 20 Minuten**

Cryogen® Box

	Für	25 Kryoröhrchen von 1 und 2 ml	81 Kryoröhrchen von 1 und 2 ml	81 Kryoröhrchen von 3-4-5 ml*	100 Kryoröhrchen ** 1 und 2 ml
	Maße (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52
Cryogen® Box: zur Aufbewahrung Ihrer Kryoröhrchen. Digitale Markierung auf dem Deckel gedruckt. ➤ Mattierter Markierungsbereich (Box und Deckel) ➤ **Nocken Boden, ohne Gitter, bei Boxen mit 100 Plätzen**	Blau	390476	390479	390482	390491
	Gelb	390699	390697	390698	390489
	Rot	390477	390480	390483	390492
	Grün	390478	390481	390484	390493
	Weiß	-	-	-	390788
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Cryogen® Box: zur Aufbewahrung Ihrer Kryoröhrchen. Lasergravierte digitale Markierung auf dem Deckel. ➤ Mattierter Markierungsbereich (Box und Deckel)	Blau	-	390733	390737	-
	Gelb	-	390736	390740	-
	Rot	-	390734	390738	-
	Grün	-	390735	390739	-
	CHF	-	AA -	AA -	-



Für 100 kryoröhrchen 1 und 2 ml



Digitale Markierung/ Abgeschnittene Ecken



Matte Markierungsfläche





CryoGen® Box mit 1D- und 2D-Strichcode ClearLine®

	Für	25 Kryoröhrchen von 1-2 ml	81 Kryoröhrchen von 1-2 ml	81 Kryoröhrchen von 3-4-5 ml	100 x 2 ml 2D-Kryoröhrchen	100 x 5 ml 2D-Kryoröhrchen
	Maße (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94
Cryogen® Box 2D : Standard-Barcode + 2D-Datamatrix-Code ➤ Standard-Strichcode (Code 128) ➤ Entsprechender 2D-Datamatrix-Code auf dem Boden des Feldes ➤ **Öffnungen (siehe Foto)*** im Boden ➤ Verriegelung der Röhrchen (mit Rand) im Boden ➤ Entwickelt für die Verwendung mit 2D-Scannern	Blau	-	390717	390721*	-	-
	Gelb	-	390718	390722*	-	-
	Rot	-	390719	390723*	-	-
	Grün	-	390720	390724*	-	-
	Weißer Hintergrund mit Noppen	-	-	-	390820**	390821**
	CHF	-	AA -	AA -	AA -	AA -
Cryogen® Box 1D: Standard-Strichcode ➤ Standard-Barcode (Code 128) am Rand ➤ **Nocken Boden, ohne Gitter, bei Boxen mit 100 Plätzen**	Blau	390804	390808	390812*	-	-
	Gelb	390805	390809	390813*	-	-
	Rot	390806	390810	390814*	-	-
	Grün	390807	390811	390815*	-	-
	Weißer Hintergrund mit Noppen	-	-	-	390816**	-
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	-

* Die CryoGen® Box für 81 Röhrchen 3 bis 5 ml ist nicht kompatibel mit 4 ml Kryoröhrchen mit internem Schraubverschluss.
** Nur mit interner Schraubkappe.

Rückverfolgbarkeit & Identifikation

- **Lasergravierter Barcode an der Seite**
- **2D-Datamatrix auf dem Boden des Röhrchens, der mit dem aufgedruckten Strichcode übereinstimmt**

Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen



Aufbewahrungsboxen aus Polycarbonat: drei Modelle für Mikroröhrchen von 0,2 ml, 0,5 oder 1,5 ml. Kapazität von 64 Röhrchen für die Modelle 0,2 ml und 1,5 ml und 81 Röhrchen für das Modell 0,5 ml.

- **Betriebstemperatur -150 °C bis +121 °C**
- **Transparenter Deckel mit Raster zur Markierung der Plätze**
- **Autoklavierbar**
- **Maße: 133 x 133 x 51 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
028053	Aufbewahrungsbox für 0,2 ml Mikroröhrchen	4	AA -
028054	Aufbewahrungsbox für 0,5 ml Mikroröhrchen	4	AA -
028055	Aufbewahrungsbox für 1,5 ml Mikroröhrchen	4	AA -