GEFRIERBOXEN AUS POLYCARBONAT

Polycarbonat-Zellenboxen für 81 Kryoröhrchen

- **Aus Polycarbonat, autoklavierbar**
- **Für die Lagerung von Kryoröhrchen bis - 190 °C**
- **Für 81 oder 100 Kryoröhrchen, für Kryoröhrchen von 1 ml bis 5 ml**
- **Transparenter Deckel mit alphanumerischem Index**
- **Raster mit geformten Waben, in 4 Farben zur Auswahl**
- **Maße: 133 x 133 mm**




Bezeichnung	Höhe (mm)	Blau	Grün	Rot	Gelb	VE	CHF VE
81 Kryoröhrchen mit 1 bis 2 ml Inhalt	52	039132	039133	039134	039135	4	AA -
81 Kryoröhrchen mit 3 bis 4 ml Inhalt	81	039136	039137	039138	039139	6	AA -
81 Kryoröhrchen mit 3 bis 5 ml Inhalt	95	039140	039141	039142	039143	5	AA -
42 Kryoröhrchen von 10 ml	95	040736	040737	040738	040739	5	AA -

Polycarbonat-Boxen mit Raster für 100 Kryoröhrchen

Sehr widerstandsfähige Polycarbonatbox für 100 Kryoröhrchen. Die inneren Raster ermöglichen eine kompaktere Aufbewahrung und die Box nimmt 100 Kryoröhrchen von 1 bis 2 ml auf. Maße: 133 x 133 x 52 mm.

- **Für Kryoröhrchen von 1 ml bis 2 ml**
- **Transparenter Deckel mit alphanumerischem Index**
- **Autoklavierbar**



Für	Blau	Grün	Rot	Gelb	VE	CHF/ VE
100 Kryoröhrchen 1 bis 2 ml	039144	039145	039146	039147	4	AA -

Aufbewahrungsboxen für Kryoröhrchen mit Barcode


- **Aus Polycarbonat**
- **Maße (mm): 132 x 132**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
431724	Aufbewahrungsbox für 81 Kryoröhrchen	10	AA -
431725	Aufbewahrungsbox für 100 Kryoröhrchen	10	AA -


CORNING

Kryoboxen aus Polycarbonat für 25, 81 oder 100 Röhrchen









- **Aus Polycarbonat**
- **Transparenter Deckel mit Markierungsgitter**
- **Einsetzbar bis zu -196 °C**
- **Farbige Raster**

Kapazität	L x B x H mit Deckel (mm)	Blau	Grün	Rot	Gelb	CHF
5 x 5 Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml	76 x 76 x 52	139509	139510	139511	139512	AA -
9 x 9 Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml	133 x 133 x 52	139513	139514	139515	139516	AA -
9 x 9 Kryoröhrchen 4 - 5 ml	133 x 133 x 95	139517	139518	139519	139520	AA -
10 x 10 Kryoröhrchen 1,2 - 2 ml	133 x 133 x 52	139505	139506	139507	139508	AA -

Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen

Farbige Polycarbonatboxen zur Aufbewahrung von 100 Mikroröhrchen mit Schraubverschluss von 0,5 bis 2 ml.

- **Einfrierbar bis - 190 °C / autoklavierbar bis + 121 °C**
- **Aufdruck der Stellen von 1 bis 100 auf dem durchsichtigen Deckel**
- **Akzeptieren Markierungen mit Marker**
- **Die Röhrchen werden durch Trennwände zusammengehalten**
- **Basis in 4 Farben erhältlich**
- **Box-Maße: 133 x 133 x 52 mm**



Blau	Grün	Rot	Gelb	CHF Zu 4
039360	039361	039362	039363	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com