Kryoboxen Tall Tube


Aufbewahrungsboxen aus Polycarbonat für 81 Röhrchen.



- **Für 4- und 5-ml-Röhrchen mit einer Höhe von max. 93 mm**
- **Intern alphanumerische Markierung**
- **Scharnierdeckel**
- **Einsetzbar bis zu -196 °C**
- **Autoklavierbar bei +121°C**
- **L x B (mm) : 133 x 133**

Farben	Weiß	Orange	Grün	Blau	Gelb	CHF
Art. Nr.	**441963**	**441962**	**441961**	**441960**	**441964**	**AA -**

Aufbewahrungsbox aus Polycarbonat




Polycarbonatbox ohne Fach, zur Aufbewahrung von Fläschchen mit einer Höhe von bis zu 51 mm. Autoklavierbar.

Art. Nr.	Bezeichnung	(L x B x H) (mm)	VE	CHF/ VE
028052	Lagerungsbox	133 x 133 x 51	4	**AA -**

Gefrierbox für 0,2 ml PCR-Röhrchen


- **Aus transparentem Polycarbonat mit alphanumerischem Raster**
- **Einsetzbar bis zu - 86 °C**
- **Für 144 0,2 ml PCR-Röhrchen oder für Streifen mit PCR-Röhrchen**
- **Geeignet für Tiefkühlracks, paarweise stapelbar in einem Standard-Kryobox-Fach (nur mit flachen Kappen)**
- **Maße L x T x H: 132 x 132 x 25 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
947708	Kryobox für 0,2 ml PCR-Röhrchen	5	**AA -**

Polycarbonat-Gefrierbox für 5-ml-Mikroröhrchen

- **Aus Polycarbonat**
- **Einsetzbar bis zu - 190 °C**



Art. Nr.	Maße L x T x H (mm)	Kapazität	VE	CHF/ VE
062629	133 x 133 x 69,80	25 Mikroröhrchen 5 ml	5	**AA -**

Kryoboxen zur Aufbewahrung

- **Aus Polycarbonat**
- **Zur Aufbewahrung von Kryoröhrchen mit Innen- oder Außengewinde**
- **Autoklavierbar**
- **Mit Zellen in den Farben weiß, rot, gelb, grün, blau oder grau**
- **Einsetzbar von - 196 °C bis + 121 °C**
- **Transparenter Deckel mit Markierungsgitter**



Art. Nr.	Kapazität	Farbe der Zellen	(L x B x H) (mm)	VE	CHF/ VE
028046	5 x 5 Röhrchen 1,2 - 2 ml	Weiß	76 x 76 x 51	8	**AA -**
028036	9 x 9 Röhrchen 1,2 - 2 ml	Weiß	133 x 133 x 51	4	**AA -**
028423	9 x 9 Röhrchen 1,2 - 2 ml	Rot	133 x 133 x 51	4	**AA -**
028424	9 x 9 Röhrchen 1,2 - 2 ml	Gelb	133 x 133 x 51	4	**AA -**
028425	9 x 9 Röhrchen 1,2 - 2 ml	Grün	133 x 133 x 51	4	**AA -**
028426	9 x 9 Röhrchen 1,2 - 2 ml	Blau	133 x 133 x 51	4	**AA -**
028427	9 x 9 Röhrchen 1,2 - 2 ml	Grau	133 x 133 x 51	4	**AA -**
029293	9 x 9 Röhrchen 1,2 - 2 ml	6 Farben im Sortiment	133 x 133 x 51	6	**AA -**
028047	9 x 9 Röhrchen 5 ml	Weiß	133 x 133 x 95	4	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com