GEFRIERBOXEN AUS POLYPROPYLEN

Aufbewahrungsboxen für 81 oder 100 Röhrchen

320134 bis 320136

320126 bis 320133



- **Für 1,5/2 ml Röhrchen oder Kryoröhrchen**
- **Scharnierdeckel (Modelle für 100 Röhrchen) oder Stülpdeckel (Modelle für 81 Röhrchen)**
- **Boxkapazität auf der Seite angegeben**
- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**

(L x B x H) (mm)	130 x 130 x 47	141 x 151 x 57
Kapazität Röhrchen	81	100
Natur	**320126**	**320134**
Blau	**320127**	-
Grün	**320128**	-
Rosa	**320129**	-
Gelb	**320130**	-
Orange	**320131**	-
Assortiert	**320132**	**320135**
Schwarz	**320133**	**320136**
CHF zu 5	**AA -**	**AA -**

Kryoboxen aus Polypropylen zum Zusammenbauen

320148





- **Aus gewelltem Polypropylen**
- **Selbst zusammensetzbar**
- **Unempfindlich gegen Feuchtigkeit**
- **Vormontierte Trennwände inklusive**
- **Einsetzbar bis zu - 80 °C**



Für	Individuelle 0,2 ml PCR-Röhrchen	Mikroröhrchen 0,5 ml	Mikroröhrchen 1,5/ 2 ml	Fläschchen 17 mm	Mikroröhrchen 5 ml	Röhrchen 15 ml	Röhrchen 50 ml
Stellplätze	144	81	81	100	25	36	16
Ø max. (mm)	7,9	12	12	17	22,6	19,8	31,6
Maße L x T x H (mm)	133 x 130 x 30	133 x 130 x 42	133 x 133 x 51	187,9 x 198,1 x 40,6	133 x 130 x 75	145 x 147 x 120	145 x 147 x 120
Natur	**320500**	**320504**	**320148**	**320673**	**320511**	**320515**	**320519**
Blau	**320501**	**320505**	**320508**	-	**320512**	**320516**	**320520**
Violett	-	-	-	-	-	**320518**	-
VE	10	10	10	10	10	10	10
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Gefrierboxen aus Polypropylen, farbig sortiert



- **Für 1,5/2 ml Röhrchen oder Kryoröhrchen**
- **Autoklavierbar**
- **Mit Deckel mit alphanumerischer Markierung verwendbar von -90 °C bis + 121 °C**
- **Farblich sortiert: rosa, hellgrün, blassblau, blassgelb, transparent**
- **Box 25 Röhrchen: 75 x 75 x 53 mm**
- **Box 81 Röhrchen: 132 x 132 x 52 mm**
- **Box 100 Röhrchen: 141 x 154 x 55 mm**
- **Die Box für 100 Röhrchen hat einen Scharnierdeckel, die Boxen für 81 und 25 Röhrchen haben einen Steckdeckel**

Art. Nr.	Kapazität	VE	CHF/ VE
010202B	25 Röhrchen	5	**AA -**
010203	81 Röhrchen	5	**AA -**
010204	100 Röhrchen	5	**AA -**