
Gefrierboxen aus Polypropylen







Boxen aus Polypropylen zum Einfrieren bis -90 °C.
2 Höhen zur Wahl :
- 45 mm (der Deckel ruht auf der Kappe der Kryoröhrchen) ;
- oder 50 mm (Abstand zwischen Kryoröhrchenkappe und Deckel) ;

Das Modell * bietet einen alphanumerischen Index auf der Box.

- **Transparenter Stülpdeckel**
- **Inklusive Raster**
- **Autoklavierbar**
- **Standardmaße für alle Arten von Gefrierschränken**

Boxen mit einer Höhe von 45 mm und 50 mm - alphanumerische Markierung : * neben jedem Well- ** nur auf den vier Seiten der Box - *** auf allen vier Seiten und auf der Unterseite der Box

L x B x H mit Deckel (mm)	130 x 130 x 45 - 53				130 x 130 x 50							
Foto	A	C	B	A	A	C			B		A	
Kapazität Röhrchen	81 (9 x 9)	81 (9 x 9)	64 (8 x 8)	49 (7 x 7)	81 (9 x 9)	81 (9 x 9)			64 (8 x 8)		49 (7 x 7)	
Röhrchentyp	Kryoröhrchen 2 ml ø 12,5 mm	Kryoröhrchen 2 ml ø 12,5 mm	Mikroröhrchen 1,5 ml und 2 ml ø 11 mm	Röhrchen bis ø 17 mm	Kryoröhrchen 2 ml ø 12,5 mm	Kryoröhrchen 2 ml ø 12,5 mm			Mikroröhrchen 1,5 ml und 2 ml ø 11 mm		Röhrchen bis ø 17 mm	
Farben	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr. schwarze Markierung**	**Art. Nr. Markierung farblos**	**Art. Nr. Fluo**	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**
Natur	139691	139691N*	139709*	139718	139727	139727N***	142649***	-	139400*	-	139745	-
Weiß	-	-	-	-	-	-	142655***	-	139411*	-	141511	-
Gelb	139692	139692N*	139710*	139719	139728	139728N***	142656***	142650***	139412*	139405*	141512	139746
Blau	139693	139693N*	139711*	139720	139729	139729N***	142657***	142651***	139407*	139401*	141513	139747
Grün	139694	139694N*	139712*	139721	139730	139730N***	142658***	142652***	139408*	139402*	141514	139748
Rosa	139695	139695N*	139713*	139722	139731	139731N***	-	142653***	-	139404*	-	139749
Orange	139696	139696N*	139714*	139723	139732	139732N***	-	142654***	-	139403*	-	139750
Rot	139697	139697N*	139715*	139724	139733	139733N**	142659***	-	139409*	-	139751	-
Violett	139698	139698N*	139716*	139725	139734	139734N**	142660***	-	139410*	-	139752	-
Schwarz	139699	-	139717*	139726	139701	-	142661***	-	139406*	-	139753	-
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Spezielles Schwarz	-	-	-	-	-	-	142662***	-	-	139413*	-	141515
CHF	-	-	-	-	-	-	AA -	-	-	AA -	-	AA -

Boxen für PCR-Mikroröhrchen und Röhrchen bis 50 ml

L x B x H mit Deckel (mm)	130 x 130 x 32		130 x 130 x 37		130 x 130 x 75		130 x 130 x 75-80	130 x 130 x 75-80	130 x 130 x 90-95	130 x 130 x 105	130 x 130 x 128
Kapazität Röhrchen	144 (12 x 12)		100 (10 x 10)		64 (8 x 8)		81 (9 x 9)	49 (7 x 7)	81 (9 x 9)	25 (5 x 5)	10
Röhrchentyp	0,2ml PCR-Mikroröhrchen einzeln oder in Streifen		Mikroröhrchen ø 11 mm		Kryoröhrchen, Röhrchen bis ø 11 mm		Kryoröhrchen ø 12,5 mm	Röhrchen bis ø 17 mm	Kryoröhrchen bis zu ø 12,5 mm	Röhrchen ø 16,6 mm	Röhrchen ø 30 mm 50 ml Kultur konisch
Farben	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**	**Art. Nr. Standard**	**Art. Nr. Fluo**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
Natur	139754	-	139763	-	139420	-	139772	139781	139790	142698*	139808
Weiß	141537	-	141545	-	-	-	-	-	-	-	-
Gelb	141538	139755	139764	141542	-	139424	139773	139782	139791	142699*	139809
Blau	141539	139756	139765	141543	-	139421	139774	139783	139792	142700*	139810
Grün	141540	139757	139766	141544	-	139422	139775	139784	139793	142701*	139811
Rosa	139758	-	139767	-	-	139425	139776	139785	139794	142702*	139812
Orange	-	139759	-	139768	-	139423	139777	139786	139795	142703*	139813
Rot	139760	-	139769	-		-	139778	139787	139796	142704*	139814
Violett	139761	-	139770	-		-	139779	139788	139797	142705*	139815
Schwarz	139762	-	139771	-		-	139780	139789	-	142706*	139816
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Spezielles Schwarz	141541	-	141546	-	-	-	-	-	-	-	142982
CHF	AA -	-	AA -	-	-	-	-	-	-	-	AA -

Gefrierboxen aus Polypropylen mit alphanumerischem Raster

- **Für 81 Kryoröhrchen 1,2, 4 oder 5 ml**
- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Zum Einfrieren von Kryoröhrchen bis -90 °C**
- **Autoklavierbar**
- **Transparenter Stülpdeckel mit alphanumerischer Markierung**
- **3 Höhen : 50, 80 und 97 mm**
- **L x B: 130 x 130 mm**

Für Kryoröhrchen	Maße Box (mm)	Blau	Grün	Natur	Rot	Gelb	CHF
1 - 2 ml	130 x 130 x 50	049743	049744	049745	049746	049747	AA -
4 ml	130 x 130 x 80	049748	049749	049750	049751	049752	AA -
5 ml	130 x 130 x 97	049753	049754	049755	049756	049757	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com